

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rowerek-do-rekonwalescencji-stawu-barkowego-p-3125.html>



Rowerek do rekonwalescencji stawu barkowego

Cena brutto	794,00 zł
Cena netto	735,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KS-KRB

Opis produktu

Z dumą prezentujemy innowacyjny rowerek do rekonwalescencji stawu barkowego, stworzony z myślą o efektywnej rehabilitacji ruchowej. Nasz produkt, polskiej produkcji, to gwarancja najwyższej jakości i zastosowania najlepszych materiałów, co sprawia, że jest idealnym wsparciem w powrocie do pełnej sprawności.

Rowerek został specjalnie zaprojektowany do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obszarze stawu barkowego, dostarczając kompleksowego podejścia do rehabilitacji. Jego ergonomiczna konstrukcja umożliwia montaż na ścianie kabiny UGUL, co sprawia, że może być łatwo dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Nie bez znaczenia jest także płynna regulacja wysokości osi obrotu korby, długości korby oraz oporu, co pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności ćwiczeń do poziomu zaawansowania pacjenta. To narzędzie nie tylko skupia się na skutecznej rekonwalescencji, ale również stwarza komfortową przestrzeń do aktywności fizycznej.

Dane techniczne potwierdzają wyjątkowość naszego produktu: szerokość 38 cm, długość 80 cm i waga zaledwie 3,5 kg sprawiają, że rowerek jest praktyczny, łatwy w przechowywaniu i transportowaniu. Dzięki niemu rehabilitacja stawu barkowego staje się nie tylko skuteczna, ale także przyjemna. Inwestując w nasz rowerek, inwestujesz w szybszy powrót do pełnej sprawności!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rękawica do rotora: Nie , Rękawica do rotora 1 sztuka (+ 70,00 zł)