

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rowerek-rehabilitacyjny-do-wzmacniania-miesni-nog-p-3267.html>



Rowerek rehabilitacyjny do wzmacniania mięśni nóg

Cena brutto	575,00 zł
Cena netto	532,41 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-R-RD-1s

Opis produktu

Rowerek rehabilitacyjny do wzmacniania mięśni nóg - skuteczna rehabilitacja i trening

Rotor rehabilitacyjny do nóg to doskonałe urządzenie wspierające rehabilitację oraz wzmacnianie mięśni kończyn dolnych. Dzięki solidnej konstrukcji można go mocować zarówno do elementów pionowych, jak i poziomych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. To idealne rozwiązanie dla osób wracających do sprawności po urazach, operacjach czy długotrwałym unieruchomieniu.

Funkcjonalność i wygoda użytkowania

Ten nowoczesny **rowerek do rehabilitacji nóg** został wyposażony w płynną regulację oporu, dzięki czemu użytkownik może dostosować intensywność treningu do swoich potrzeb. Regulacja odbywa się za pomocą ergonomicznego pokrętła umieszczonego poziomo na wysokości osi obrotu korby, co ułatwia precyzyjne dopasowanie obciążenia.

Solidna konstrukcja i komfort ćwiczeń

Rotor rehabilitacyjny posiada sandały wykonane z wytrzymałej sklejki, a skórzane paski zapewniają stabilne mocowanie stóp, eliminując ryzyko ześlizgnięcia się podczas treningu. Dzięki kompaktowym wymiarom (długość: 83-100 cm, wysokość: 28 cm, głębokość: 40 cm) oraz wadze 9 kg, urządzenie jest łatwe do przechowywania i transportu.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Podczas zamawiania należy podać odpowiedni rozmiar sandała (23, 26, 29, 32 cm), co pozwala na pełne dopasowanie urządzenia do użytkownika. Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń nóg sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach rehabilitacyjnych.

Rowerek rehabilitacyjny do wzmacniania mięśni nóg, specyfikacja techniczna;

- długość; 83-100 cm
- wysokość; 28 cm
- głębokość; 40 cm
- waga; 9 kg

Przy zamówieniu należy podać rozmiar sandała (23; 26; 29; 32 cm).

Postaw na skuteczną rehabilitację i zamów już dziś!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar sandała: brak , 23 cm , 26 cm , 29 cm , 32 cm