

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schodek-medyczny-i-stopniowy-p-2314.html>



Schodek medyczny I stopniowy

Cena brutto	205,00 zł
Cena netto	166,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-ST-IS

Opis produktu

Stopień jest niezbędnym elementem **wyposażenia każdego gabinetu lekarskiego**. Pomaga pacjentowi wejść i zejść z fotela ginekologicznego, stołu rehabilitacyjnego, kozetki lub leżanki. Może również służyć jako podwyższenie dla osoby wykonującej masaż lub zabieg.

Schodki są pokryte materiałem wodoodpornym, o **właściwościach antypoślizgowych**. Stopnie posiadają gumowe nasadki, które chronią podłogę oraz **zabezpieczają przed przesunięciem schodka**.

Cechy produktu:

- wytrzymałość i stabilność
- antypoślizgowa mata
- prostota i estetyczny wygląd

Parametry techniczne:

- szerokość: 400mm
- wysokość: 230mm
- głębokość: 280mm
- waga: ok 4 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.