

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schodki-medyczne-2-stopniowe-p-542.html>

Schodki medyczne 2-stopniowe



Cena brutto	268,00 zł
Cena netto	248,15 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SCH-SD2

Opis produktu

Stopień medyczny z dwoma schodkami stanowi niezbędny element wyposażenia każdego gabinetu lekarskiego. Umożliwia pacjentowi wejście i zejście z fotela ginekologicznego, stołu rehabilitacyjnego, kozetki lub leżanki. Może również służyć jako podwyższenie dla osoby wykonującej masaż lub zabieg. Dodatkowo może być wykorzystywany do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Masywne nóżki stopnia wykonane są z aluminium i posiadają gumowe, antypoślizgowe nasadki, które chronią przed niekontrolowanym przesunięciem lub poślizgnięciem. Powierzchnia stopnia obita jest wysokiej jakości tapicerką antypoślizgową, która również zapewnia nie tylko bezpieczeństwo w trakcie użytkowania ale również trwałość i zadowolenie z produktu.

Cechy produktu:

- metalowy stelaż
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- dwustopniowy
- antypoślizgowe stopnie
- stosowany również do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Parametry techniczne:

- szerokość: 33cm,
- wysokość: 35cm,
- głębokość: 50cm.
- waga: 5,7 kg
- **maksymalne obciążenie: 120kg**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor maty antypoślizgowej J: Ciemno-szary