

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schodki-medyczne-pomocnicze-p-3077.html>

Podest operacyjny PO-03 3-stopniowy z poręczami 0H18N9

Cena brutto	2 840,00 zł
Cena netto	2 629,63 zł
Cena poprzednia	3 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-03
Kod producenta	PO-03-KO-PI-65-2U

Opis produktu

Podest operacyjny PO-03 3-stopniowy z regulowanymi poręczami 650 mm

Podest operacyjny PO-03 3-stopniowy z regulowanymi poręczami to wysoki podest medyczny o wysokości **650 mm**, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej **0H18N9**. Model PO-03 ma wymiary **480 x 1000 x 650 mm** i jest przeznaczony do gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych, przychodni, oddziałów szpitalnych oraz placówek ochrony zdrowia, w których potrzebne jest stabilne trzystopniowe wejście z dodatkowym podparciem.

Model PO-03 łączy funkcję **podestu operacyjnego trzystopniowego** oraz stabilnych **schodków medycznych z poręczami**. Dzięki trzem stopniom, wysokości 650 mm i regulowanym poręczom sprawdzi się przy stanowiskach, przy których potrzebne jest wyższe wejście, większa stabilność oraz dodatkowe podparcie użytkownika.

Konstrukcja podestu została wykonana **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważny parametr w profesjonalnym wyposażeniu medycznym, ponieważ podest stosowany w placówce powinien być trwały, stabilny, odporny na intensywną eksploatację i łatwiejszy do utrzymania w czystości. Model PO-03 sprawdzi się szczególnie tam, gdzie podest jedno- lub dwustopniowy jest zbyt niski, a użytkownik potrzebuje dodatkowego podparcia podczas wejścia i zejścia.

Trzystopniowy podest medyczny z poręczami do gabinetu, sali zabiegowej i szpitala

Podest PO-03 jest najwyższym wariantem w grupie podestów operacyjnych dostępnych w tej kategorii. Trzy stopnie, wysokość podestu **650 mm** oraz poręcze z możliwością regulacji lub demontażu sprawiają, że produkt dobrze nadaje się do stanowisk wymagających wyższego wejścia, większej stabilności i dodatkowego oparcia.

- do gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- do sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych,
- do przychodni, oddziałów i placówek ochrony zdrowia,
- jako **podest operacyjny 3-stopniowy z poręczami**,
- jako **schodki medyczne trzystopniowe z poręczami**,
- jako wysokie stopnie medyczne pomocnicze przy stanowisku zabiegowym,
- jako podest roboczy medyczny przy wyższym stole, fotelu lub stanowisku,
- jako najwyższy wariant w serii podestów operacyjnych PO.

Regulowane poręcze 1300-1700 mm z możliwością demontażu

Podest PO-03 posiada **poręcze z możliwością regulacji wysokości lub demontażu**. Zakres regulacji wysokości poręczy wynosi **1300-1700 mm**, natomiast zakres regulacji wysokości poręczy liczony od górnego stopnia wynosi **640-1040 mm**. To

jeden z najważniejszych parametrów tego modelu, ponieważ odróżnia go od podestów bez poręczy oraz od niższych podestów 1- i 2-stopniowych.

Regulowane poręcze zwiększają funkcjonalność podestu w placówkach medycznych. Pozwalają dopasować ustawienie do stanowiska pracy, wzrostu użytkownika oraz sposobu korzystania z podestu. W razie potrzeby poręcze można zdemontować, co daje większą elastyczność wykorzystania modelu PO-03 w różnych pomieszczeniach.

Blat antypoślizgowy i stopy poziomujące

Blat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To istotne w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i pomieszczeniach medycznych, gdzie podest powinien zapewniać pewne oparcie stóp.

Podest wyposażono w **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który dobrze przylega do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu. Dzięki temu podest można stabilnie ustawić na posadzce w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni lub oddziale szpitalnym.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-03

- **Model PO-03** – dokładny wariant podestu operacyjnego trzystopniowego.
- **3 stopnie** – wyższe wejście niż w modelach jedno- i dwustopniowych.
- **Wysokość podestu 650 mm** – najwyższy wariant w tej grupie produktów.
- **Wymiary 480 x 1000 x 650 mm** – konkretne parametry do porównania z konkurencją.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do profesjonalnego wyposażenia medycznego.
- **Regulowane poręcze 1300-1700 mm** – możliwość dopasowania wysokości poręczy.
- **Regulacja od górnego stopnia 640-1040 mm** – ważny parametr użytkowy dla placówek.
- **Możliwość demontażu poręczy** – większa elastyczność zastosowania.
- **Blat antypoślizgowy** – stabilniejsze wejście, zejście i użytkowanie.
- **Stopy nastawne z poziomowaniem** – pewniejsze ustawienie na twardym podłożu.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny trzystopniowy z poręczami
Typ / wariant	PO-03 / podest 3-stopniowy z poręczami
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	3
Blat / stopnie	pokryte materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Poręcze	z możliwością regulacji wysokości lub demontażu
Zakres regulacji wysokości poręczy	1300-1700 mm
Zakres regulacji poręczy od górnego stopnia	640-1040 mm
Wymiary podestu	480 x 1000 x 650 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	1000 mm
Wysokość podestu	650 mm / 65 cm

PO-01, PO-02, PO-02/U czy PO-03 – który podest operacyjny wybrać?

Podest PO-03 to trzystopniowy wariant z poręczami, przeznaczony do miejsc, gdzie potrzebna jest największa wysokość wejścia w tej kategorii oraz dodatkowe podparcie użytkownika. Jeżeli wystarczy niższy podest jednostopniowy, sprawdź [podest operacyjny PO-01/130 13 cm](#), [podest operacyjny PO-01 22 cm](#) lub [podest operacyjny PO-01/280 28 cm](#).

Jeżeli potrzebny jest podest dwustopniowy, dobrym wyborem będzie [podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm](#). Przy potrzebie poręczy, ale niższej konstrukcji niż PO-03, warto porównać również [podest operacyjny PO-02/U 2-stopniowy z regulowanymi poręczami](#). Wszystkie warianty znajdziesz w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do kompletnego wyposażenia gabinetów, sal zabiegowych, sal operacyjnych i pomieszczeń medycznych sprawdź także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny PO-03 3-stopniowy z poręczami

Do czego służy podest operacyjny PO-03?

Podest operacyjny PO-03 służy do uzyskania wysokiego, trzystopniowego wejścia w gabinecie, sali zabiegowej, przychodni, oddziale szpitalnym lub placówce medycznej. Dzięki regulowanym poręczom sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe podparcie.

Czym różni się podest PO-03 od zwykłych schodków medycznych?

PO-03 to profesjonalny podest operacyjny 3-stopniowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9, z blatem antypoślizgowym, stopami poziomującymi i regulowanymi poręczami. Zwykłe schodki medyczne często nie mają tak rozbudowanej konstrukcji ani poręczy z regulacją wysokości.

Czym różni się PO-03 od podestu PO-02?

Podest PO-03 jest modelem trzystopniowym o wysokości 650 mm, natomiast PO-02 jest podestem dwustopniowym. PO-03 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wyższe wejście oraz konstrukcja z poręczami.

Czym różni się PO-03 od PO-02/U?

Oba modele mają poręcze, ale PO-03 jest podestem trzystopniowym, a PO-02/U podestem dwustopniowym. PO-03 zapewnia większą wysokość wejścia i jest przeznaczony do stanowisk wymagających wyższego podwyższenia.

Czy poręcze w podeście PO-03 są regulowane?

Tak, poręcze mają możliwość regulacji wysokości lub demontażu. Zakres regulacji wysokości poręczy wynosi 1300–1700 mm, a zakres regulacji od górnego stopnia wynosi 640–1040 mm.

Czy podest PO-03 ma powierzchnię antypoślizgową?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu.

Z jakiego materiału wykonany jest podest PO-03?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To materiał stosowany w profesjonalnym wyposażeniu medycznym.

Czy podest PO-03 można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który dobrze przylega do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu.

Jakie wymiary ma podest operacyjny PO-03?

Podest PO-03 ma wymiary 480 × 1000 × 650 mm, czyli 480 mm szerokości, 1000 mm głębokości i 650 mm wysokości.

Kiedy wybrać podest 3-stopniowy z poręczami?

Podest 3-stopniowy z poręczami warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wyższe wejście niż w modelach jedno- i dwustopniowych oraz dodatkowe podparcie podczas wchodzenia i schodzenia.