


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schodki-rehabilitacyjne-4-8m-p-3141.html>

Schodki rehabilitacyjne 4,8m



Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 944,44 zł
Dostępność	Dostępność 7 - 14dni
Numer katalogowy	SM-J

Opis produktu

Schodki rehabilitacyjne o długości 4,8 metra to innowacyjne rozwiązanie dedykowane osobom, które pragną odzyskać sprawność ruchową po utracie zdolności chodzenia. Zaprojektowane z myślą o skutecznej rehabilitacji, schodki umożliwiają kompleksowe ćwiczenia, zwłaszcza dla tych, które wymagają korekty wad rozwojowych kończyn dolnych.

Ich wielofunkcyjny charakter sprawia, że są idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, umożliwiając wszechstronne treningi. Dzięki możliwości regulacji wysokości oraz rozstawu poręczy, schodki dostosowują się do indywidualnych potrzeb użytkowników, zapewniając optymalny komfort ćwiczeń.

Konstrukcja schodów opiera się na solidnych stalowych profilach, malowanych proszkowo na biało, co nie tylko nadaje im estetyczny wygląd, ale również chroni przed korozją. Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem, dlatego stopnie schodów oraz pochylnia zostały pokryte gumową wykładziną antypoślizgową, eliminując ryzyko upadków podczas treningu.

Szczegółowe parametry, takie jak regulacja wysokości poręczy od 57 cm do 102 cm, regulacja rozstawu szerokości poręczy od 32 cm do 82 cm, czy kąt nachylenia pochylni wynoszący 12°, pozwalają dostosować schodki do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników.

Warto podkreślić, że schodki przeznaczone są do ćwiczeń przy asekuracji wykwalifikowanego personelu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność rehabilitacji.

Dzięki tym schodom rehabilitacyjnym 4,8m z pochylnią, każdy ma szansę na skuteczną i bezpieczną rehabilitację, przywracającą radość i pełnię życia.

Schodki rehabilitacyjne 4,8m, dane techniczne;

- Długość: 484 cm
- Szerokość podestu: 86 cm
- Maksymalna szerokość całkowita: 151 cm
- Regulacja wysokości poręczy: od 57 cm do 102 cm
- Regulacja rozstawu szerokości poręczy: od 32 cm do 82 cm
- Kąt nachylenia pochylni: 12 °
- Wejście: 4 stopnie o wysokości 16 cm, głębokości 29 cm, szerokości 86 cm
- Zejście: pochylnia o długości 290 cm i szerokości 86 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

