

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/schody-do-nauki-chodzenia-z-pochylnia-p-163.html>

Schody do nauki chodzenia z pochylnią



Cena brutto	4 518,00 zł
Cena netto	4 183,33 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-TM-S/U

Opis produktu

Prezentowane schody wykorzystywane są do ćwiczeń korygujących niewykształconych lub utraconych funkcji chodu. Schody te zalecane są zwłaszcza dla osób z wadami rozwojowymi kończyn dolnych. Stanowią one wyposażenie na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, ortopedii lub neurologii. Sprzęt ten wyposażony jest w podest, jeden bieg schodów oraz pochylnię, które zostały pokryte wykładziną antypoślizgową, co zapewnia bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Do wejścia na sprzęt służą cztery schody o wysokości 13 cm, a do zejścia pochylnia o długości 210 cm. Przyrząd ten posiada stalową konstrukcję oraz poręcze, co sprawia że jest stabilny i trwały. Konstrukcja i poręcze malowane są proszkowo na kolor biały. Zaletą tych schodów jest możliwość regulacji wysokości oraz rozstawu pochwytów. Dzięki temu schody mogą być używane do rehabilitacji przez dzieci jak i dorosłych. Regulacja wysokości pochwytów może wynosić od 65 do 105 cm, a rozstaw pochwytów od 35 do 75 cm.

Cechy schodów:

- stalowe poręcze oraz konstrukcja
- konstrukcja i poręcze malowane proszkowo
- jeden bieg schodów
- posiada podest oraz pochylnię do zejścia
- schody i pochylnia pokryta antypoślizgową wykładziną

Parametry techniczne:

- długość: 350 cm
- szerokość: 80 cm
- wysokość pochwytów: 65 - 105 cm
- rozstaw pochwytów: 35 - 75 cm
- wejście: 4 stopnie o wysokości 13 cm
- zejście: pochylnia o długości 210 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.