

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/siedzisko-pod-prysznic-montowane-do-sciany-p-3058.html>

Uchylne siedzisko prysznicowe ścienne z oparciem INOX PVC

Cena brutto	700,00 zł
Cena netto	648,15 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-O INOX PVC

Opis produktu

Uchylne siedzisko prysznicowe ścienne z oparciem INOX PVC

Uchylne siedzisko prysznicowe ścienne z oparciem INOX PVC to model przeznaczony do montażu do ściany, zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i wygodnym korzystaniu z prysznica. Ta karta dotyczy konkretnego wariantu: **z oparciem, ze stali nierdzewnej INOX, z siedziskiem PVC** oraz z wymogiem **mocowania do litej ściany**.

To rozwiązanie sprawdzi się w łazienkach domowych, mieszkaniach seniorów, przestrzeniach bez barier oraz tam, gdzie ważne jest połączenie oszczędności miejsca z większym komfortem siedzenia podczas kąpieli. Konstrukcja uchylna ułatwia zachowanie wolnej przestrzeni, gdy siedzisko nie jest używane.

Najważniejsze cechy modelu

- uchylne siedzisko prysznicowe montowane do ściany,
- oparcie zwiększające stabilność i komfort użytkowania,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej INOX,
- ciepłe siedzisko PVC przyjemniejsze w kontakcie niż zimne powierzchnie metalowe,
- oszczędność miejsca dzięki konstrukcji ściennej,
- przeznaczenie do łazienek, w których liczy się bezpieczeństwo i wygoda podczas prysznica,
- mocowanie do litej ściany za pomocą dołączonych wkrętów,
- maksymalne obciążenie do 120 kg,
- produkt wyprodukowany w kraju.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Uchylne siedzisko prysznicowe ścienne z oparciem INOX PVC
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-O INOX PVC
Typ	Siedzisko prysznicowe ścienne, uchylne, z oparciem

Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna INOX
Materiał siedziska	PVC
Montaż	Do ściany; wymagane mocowanie do litej ściany
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wymiary całkowite (wys. × szer. × dł.)	510 × 415 × 490 mm
A [mm] – wysokość	510
B [mm] – szerokość	415
C [mm] – długość	490
Gwarancja	12 miesięcy
Pochodzenie	Wyprodukowane w kraju

Zastosowanie

Model polecany jest osobom starszym, użytkownikom z ograniczoną mobilnością oraz wszystkim, którzy chcą zwiększyć komfort i bezpieczeństwo w strefie natrysku. Dzięki oparciu i stabilnej konstrukcji siedzisko może ułatwiać codzienną higienę bez zajmowania stałej przestrzeni w kabinie.

Montaż i bezpieczeństwo

Siedzisko należy mocować do **litej ściany** zgodnie z przeznaczeniem produktu. Właściwy montaż ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i trwałość konstrukcji. Przed zakupem warto upewnić się, że miejsce montażu odpowiada wymaganiom technicznym modelu.

Co odróżnia ten model od innych siedzisk prysznicowych?

- to wariant **ścienny i uchylny**, a nie wolnostojący taboret prysznicowy,
- to wersja **z oparciem**, więc daje większe podparcie niż prostsze siedziska bez oparcia,
- to model **INOX + PVC**, czyli z naciskiem na odporność na wilgoć i komfort siedzenia,
- to nie jest wersja z nogą podporową, ale wariant przeznaczony do montażu ściennego.

FAQ

Czy siedzisko można złożyć po zakończeniu kąpieli?

Tak, jest to model uchylny, więc po użyciu można ograniczyć zajmowaną przestrzeń w strefie prysznica.

Czy ten model ma oparcie?

Tak, to siedzisko prysznicowe ścienne z oparciem, co zwiększa komfort i poczucie stabilności podczas korzystania.

Z jakich materiałów wykonano siedzisko?

Konstrukcję wykonano ze stali nierdzewnej INOX, a część siedziskową z PVC.

Czy siedzisko nadaje się do każdej ściany?

Nie. Produkt wymaga mocowania do litej ściany, zgodnie z informacją producenta.

Jakie jest maksymalne obciążenie tego modelu?

Maksymalne obciążenie siedziska wynosi 120 kg.

Powiązane kategorie i produkty

-
- [Krzesła prysznicowe](#)
 - [Porecze dla niepełnosprawnych](#)
 - [Siedzisko prysznicowe ściennie malowane proszkowo – wariant biały](#)
 - [Siedzisko do łazienki dla niepełnosprawnych INOX PVC – wariant kompaktowy](#)
 - [Krzesło uchylne pod prysznic z nogą – wariant z podporą](#)