


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/siedzisko-prysznicowe-dla-niepełnosprawnych-p-3054.html>



Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych

Cena brutto	770,00 zł
Cena netto	712,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU INOX

Opis produktu



Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej INOX to doskonałe połączenie funkcjonalności i trwałości. Jego solidna konstrukcja zapewnia niezawodne wsparcie i bezpieczeństwo podczas kąpieli. Idealne zarówno dla domów, szpitali, jak i ośrodków opieki. To polski produkt medyczny, gwarantujący wysoką jakość i objęty stawką 8% VAT. Montaż do litej ściany przy użyciu dołączonych wkrętów zapewnia stabilność i solidne mocowanie. Przy tym siedzisku prysznicowym niezależność i komfort stają się rzeczywistością, dając niepełnosprawnym użytkownikom pełną swobodę podczas codziennych czynności higienicznych.

Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej INOX to lepszy wybór ze względu na swoją solidną konstrukcję i trwałość. Stal nierdzewna INOX zapewnia odporność na korozję i łatwość w utrzymaniu czystości. To niezawodne siedzisko gwarantuje nie tylko wsparcie i bezpieczeństwo, ale także długotrwałą użyteczność.

Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych, cechy:

- wykonane ze stali nierdzewnej INOX
- solidna konstrukcja zapewniająca niezawodne wsparcie i bezpieczeństwo
- doskonałe dla domów, szpitali i ośrodków opieki
- polski produkt medyczny o wysokiej jakości
- objęty stawką 8% VAT
- montaż do litej ściany za pomocą dołączonych wkrętów
- stabilność i solidne mocowanie
- zapewnia niezależność i komfort
- pełna swoboda podczas codziennych czynności higienicznych

Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych, dane techniczne:



	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KPU INOX	500	400	400

Jeżeli nie chcesz montować siedziska na stałe do ściany, alternatywą może być [obrotowy stołek pod prysznic](#). To wolnostojący taboret z regulacją wysokości, który można przestawić lub schować po kąpieli.