

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/siedzisko-prysznicowe-montowane-do-sciany-p-3052.html>

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany



Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	226,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-KPU-2


Opis produktu

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany, malowane proszkowo na biały kolor o średnicy 25mm, to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie do łazienki. Dedykowane dla osób o różnych potrzebach, zapewnia nie tylko wsparcie, ale także wygodę podczas kąpieli. Solidne i trwałe wykonanie gwarantuje długotrwałą użyteczność, a malowanie proszkowe zapewnia ochronę przed korozją i łatwość w utrzymaniu czystości. Montaż jest prosty i wygodny, dzięki dołączonym elementom montażowym. Siedzisko prysznicowe jest praktyczne, oszczędzając przestrzeń w łazience, i doskonale wpasowuje się w różne style wnętrz. Zapewniając bezpieczeństwo i komfort, to siedzisko prysznicowe stanowi niezawodne wsparcie dla codziennych czynności higienicznych.

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany, cechy:

- montowane do ściany siedzisko prysznicowe
- malowane proszkowo na biały kolor o średnicy 25mm
- dedykowane dla osób o różnych potrzebach
- zapewnia wsparcie i wygodę podczas kąpieli
- solidne i trwałe wykonanie dla długotrwałej użyteczności
- malowanie proszkowe zapewnia ochronę przed korozją i łatwość czyszczenia
- prosty i wygodny montaż dzięki dołączonym elementom montażowym
- oszczędza przestrzeń w łazience i pasuje do różnych stylów wnętrz
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort
- niezawodne wsparcie dla codziennych czynności higienicznych,
- konieczność montowania do litej ściany na wszystkie wkręty dołączone do produktu,
- sprzedawane ze stawką 8% VAT,
- obciążenie do 120 kg.

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany, dane techniczne:

**A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]**

					szer. blachy 100
KPU-2	440	410	460		

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.