

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skladana-podporka-na-kolkach-p-3017.html>



Składana podpórka na kółkach

Cena brutto	345,00 zł
Cena netto	319,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-CARBON

Opis produktu

Składany balkonik na kółkach - komfort i bezpieczeństwo w każdym kroku

Odkryj funkcjonalność i lekkość naszego balkonika dla osoby starszej, dostępnego w sklepie medycznym SaleMED. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują trwałego i wygodnego wsparcia w codziennym poruszaniu się. Nasz chodzik dla osoby starszej łączy w sobie solidną konstrukcję z nowoczesnym designem, dzięki czemu doskonale wpisuje się w każde wnętrze.

Kluczowe cechy produktu;

- Rama aluminiowa – lekka, a jednocześnie niezwykle wytrzymała, powlekana farbą z metalicznym połyskiem
- Składana konstrukcja – łatwy transport i przechowywanie, idealny do mieszkań i podróży
- Koła 8" o wąskim przekroju – pewne prowadzenie na różnych nawierzchniach
- Hamulec z zaciskiem postojowym – maksymalna stabilność podczas postoju
- Anatomiczne uchwyty – regulowane rączki (77-88 cm) z miękkimi nakładkami

Komfort użytkowania

Nasze siedzisko (35 × 32 cm) oraz miękkie oparcie zapewniają wygodę podczas odpoczynku w trakcie spaceru. Dzięki regulowanej wysokości siedziska (49,5-54,5 cm) i rączek dopasujesz balkonik dla starszej osoby dokładnie do swoich potrzeb. Wbudowana torba o udźwigu do 5 kg oraz koszyk pozwalają na łatwe przechowywanie osobistych drobiazgów.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita: 64 cm
- Głębokość całkowita: 66,5 / 72 cm
- Szerokość siedziska: 35 cm
- Głębokość siedziska: 32 cm
- Wysokość całkowita: 77 - 95 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 49,5 / 54,5 cm
- Regulacja rączek na wysokość: 77 - 88 cm
- Waga: 7,2 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
- Kolor ramy: czarny

+/- 0,5 - 1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.