

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skladane-krzeslo-toaletowe-p-1163.html>



Składane krzesło toaletowe Timago KT 618 z pojemnikiem

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	138,89 zł
Cena poprzednia	169,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TGR-R KT 618

Opis produktu

Przenośna toaleta przy łóżku, gdy dojście do łazienki jest trudne

Składane krzesło toaletowe Timago KT 618 z pojemnikiem to praktyczne rozwiązanie dla seniorów, osób chorych, użytkowników po zabiegach oraz osób z ograniczoną mobilnością, które mają trudność z bezpiecznym dojściem do łazienki. Produkt pełni funkcję **przenośnej toalety przy łóżku**, dlatego może być ustawiony w pokoju, przy łóżku pacjenta albo w miejscu, w którym użytkownik ma szybki dostęp do stabilnego siedziska sanitarnego.

Ten model jest szczególnie przydatny w opiece domowej, podczas rekonwalescencji oraz w sytuacjach, gdy korzystanie ze standardowego WC jest zbyt męczące, ryzykowne lub wymaga pomocy drugiej osoby. Pojemnik sanitarny umieszczony pod siedziskiem pozwala korzystać z krzesła bez konieczności natychmiastowego przechodzenia do toalety.

Krzesło toaletowe z pojemnikiem, krzesło WC czy toaleta dla seniora?

Klienci szukają tego typu produktu na różne sposoby: **składane krzesło toaletowe, krzesło toaletowe z pojemnikiem, krzesło WC, krzesło sanitarne, toaleta przy łóżku, toaleta dla seniora** albo **przenośna toaleta dla chorego**. Wszystkie te określenia dotyczą tej samej potrzeby: zapewnienia użytkownikowi bezpieczniejszego i łatwiej dostępnego miejsca do czynności toaletowych.

Timago KT 618 wyróżnia się składaną konstrukcją, dlatego sprawdzi się szczególnie tam, gdzie krzesło ma być używane czasowo, chowane po użyciu, przewożone lub ustawiane tylko wtedy, gdy jest potrzebne. To ważna różnica względem modeli stałych, które są przeznaczone głównie do codziennego ustawienia w jednym miejscu.

Składana rama, szybkozłączki i regulacja wysokości

Krzesło posiada składaną stalową ramę malowaną proszkowo. Szybkozłączki i piny blokujące ułatwiają przygotowanie konstrukcji do użytkowania oraz złożenie jej wtedy, gdy krzesło nie jest potrzebne. To praktyczne rozwiązanie do domu, mieszkania seniora, opieki czasowej lub sytuacji, w której sprzęt ma zajmować mniej miejsca.

Regulowana wysokość siedziska w zakresie 40–54 cm pozwala dopasować krzesło do wzrostu użytkownika, wysokości łóżka, sposobu opieki oraz warunków w pomieszczeniu. Dzięki temu model może być wygodniejszy dla osób, którym trudno siadać na zbyt niskiej powierzchni lub podnosić się bez podparcia.

Wymowany pojemnik sanitarny i deska z klapą

Pod siedziskiem znajduje się wymowany pojemnik sanitarny, który ułatwia opróżnianie i czyszczenie po użyciu. Dzięki temu

krzesło może działać jako samodzielna toaleta pomocnicza ustawiona przy łóżku lub w pobliżu użytkownika.

Deska sedesowa z klapą zwiększa komfort codziennego użytkowania i sprawia, że produkt przypomina funkcjonalnie klasyczne WC, ale pozostaje mobilnym rozwiązaniem pomocniczym. Boczne podłokietniki pomagają podczas siadania i wstawania, a antypoślizgowe nasadki na nogach wspierają stabilne ustawienie krzesła.

Dla kogo jest składane krzesło toaletowe Timago KT 618?

Składane krzesło toaletowe z pojemnikiem jest polecane osobom starszym, osobom z problemami w poruszaniu się, użytkownikom po urazach, pacjentom po zabiegach oraz osobom z ograniczeniami ruchowymi, które mają trudność z samodzielnym siadaniem i wstawaniem. Może być także dużym wsparciem dla opiekunów organizujących bezpieczniejsze warunki higieniczne w domu.

Model warto rozważyć, gdy użytkownik nie zdąża dojść do łazienki, boi się upadku w drodze do WC, ma osłabione nogi, potrzebuje toalety przy łóżku albo wymaga rozwiązania, które można złożyć, schować lub przewieźć, gdy nie jest używane.

Jeżeli krzesło nie ma być składane ani przenoszone, tylko ma stać codziennie w jednym miejscu, lepszym wyborem może być [krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668 z pojemnikiem](#). To model przeznaczony do regularnej opieki przy łóżku, w pokoju osoby wymagającej opieki lub w łazience, gdy toaleta pomocnicza ma być stale gotowa do użycia.

Jeśli krzesło ma pozostać na stałe przy łóżku, a użytkownik potrzebuje miękkiego siedziska i oparcia, zobacz [stałe krzesło WC BLUE-TIM z miękkim siedziskiem](#). BLUE-TIM jest modelem tapicerowanym do regularnego ustawienia w jednym miejscu, natomiast KT 618 warto wybrać wtedy, gdy najważniejsza jest możliwość złożenia i schowania sprzętu.

Krzesło toaletowe, podpórka do WC czy nakładka na sedes?

Jeśli użytkownik potrzebuje **toalety blisko łóżka**, najlepszym wyborem będzie krzesło toaletowe z pojemnikiem sanitarnym. Jeśli osoba korzysta ze standardowej muszli WC, ale potrzebuje bocznego wsparcia podczas siadania i wstawania, lepsza może być [podpórka do wstawania z toalety](#). Gdy problemem jest głównie zbyt nisko osadzony sedes, warto rozważyć [nakładkę na sedes z uchwytami bocznymi](#).

Do pełniejszego wyposażenia łazienki dla seniora, osoby chorej lub użytkownika po zabiegu warto sprawdzić również [artykuły sanitarne](#) oraz [poręcze dla niepełnosprawnych](#). Jeżeli potrzebne jest wsparcie podczas kąpieli, praktycznym uzupełnieniem mogą być [krzesła prysznicowe](#).

Jak sprawdzić, czy krzesło będzie odpowiednie?

Przed zakupem warto sprawdzić szerokość całkowitą krzesła, wysokość siedziska, dostępną przestrzeń przy łóżku lub w łazience oraz maksymalne obciążenie użytkownika. Ten model ma szerokość całkowitą 57 cm, szerokość wewnętrzną 45 cm, regulowaną wysokość siedziska 40-54 cm i maksymalne obciążenie do 135 kg.

Dla opiekuna ważna będzie również łatwość obsługi pojemnika sanitarnego, możliwość złożenia konstrukcji, obecność podłokietników bocznych oraz stabilność ustawienia krzesła na podłożu.

Dane techniczne

Model / numer katalogowy	Timago KT 618 / SM-TGO-KT 618
Kod EAN	5902983724995
Typ produktu	składane krzesło toaletowe z pojemnikiem sanitarnym
Materiał ramy	stal malowana proszkowo
Kolor ramy	biały
Szerokość całkowita	57 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	50 cm
Wysokość siedziska od podłoża	40-54 cm
Wysokość całkowita	66-80 cm
Wymiary siedziska	33 × 37 cm
Waga produktu	5,3 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Pojemnik sanitarny	wyjmowany, z pokrywką
Wyposażenie	deska sedesowa z klapą, pojemnik sanitarny z pokrywką, podłokietniki boczne, gumowe nasadki antypoślizgowe, składana rama
Gwarancja	24 miesiące