

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skorzane-pasy-unieruchamiajace-rece-i-nogi-p-2994.html>

Skórzane pasy unieruchamiające ręce i nogi (komplet 2 pasów)

Cena brutto **838,00 zł**Cena netto **681,30 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-RH-PUNR-RN**

Opis produktu

Skórzane pasy unieruchamiające ręce i nogi (komplet 2 pasów) służą do czasowego ograniczenia niekontrolowanych ruchów pacjenta poprzez stabilne przypięcie do ramy łóżka. Zestaw jest stosowany w placówkach medycznych i opiece długoterminowej jako element systemu pasów zabezpieczających - zawsze zgodnie z procedurami placówki.

Co zawiera komplet: 2 pasy - jeden do stabilizacji **nadgarstków**, drugi do stabilizacji **kostek** (obie kończyny).

Skrót parametrów (najważniejsze liczby): każdy pas ma **125 cm** długości i **6,5 cm** szerokości. Obejmy (nadgarstka/kostki) mają **37 cm** długości i regulację obwodu **16-32 cm**. Paski mocujące mają **3,5 cm** szerokości, a długość zestawu z paskami wynosi **135-165 cm** (zależnie od ustawienia).

Zastosowanie

- stabilizacja nadgarstków i kostek pacjenta w łóżku szpitalnym,
- wsparcie bezpieczeństwa w opiece szpitalnej i długoterminowej,
- użycie przez personel/opiekuna zgodnie z procedurami oddziału i obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze cechy

- wykonanie ze skóry naturalnej,
- regulowane obejmy (16 - 32 cm) dla dopasowania bez nadmiernego ucisku,
- **filc od spodu** dla zwiększenia komfortu i ograniczenia ryzyka otarć,
- paski do stabilnego zamocowania do konstrukcji łóżka,
- metalowe sprzączki ułatwiające dopasowanie i trwałe napięcie (odporne na korozję),
- czytelna specyfikacja - łatwiejszy dobór do procedur i wyposażenia oddziału.

Dane techniczne

Element zestawu	Pas na ręce (nadgarstki)	Pas na nogi (kostki)
Długość pasa głównego	125 cm	125 cm
Szerokość pasa głównego	6,5 cm	6,5 cm
Długość obejmy	37 cm (regulacja obwodu 16-32 cm)	37 cm (regulacja obwodu 16-32 cm)

Szerokość pasków mocujących	3,5 cm	3,5 cm
Minimalna długość z paskami	135 cm	135 cm
Maksymalna długość z paskami	165 cm	165 cm

Montaż i dopasowanie

1. Zapewnij dostęp do ramy łóżka i wybierz stabilne miejsce przypięcia.
2. Przypnij paski mocujące tak, aby nie przesuwwały się w żadnym kierunku.
3. Załóż obejmę na nadgarstki i/lub kostki, następnie wyreguluj sprzączki w zakresie **16-32 cm**.
4. Sprawdź, czy pas ogranicza niekontrolowane ruchy, ale **nie powoduje ucisku** ani zaburzeń krążenia.
5. Wykonuj regularne kontrole stanu skóry i dopasowania - zgodnie z procedurą placówki.

Konserwacja i higiena

- czyścić delikatnie, zgodnie z zasadami pielęgnacji wyrobów skórzanych,
- stosować wyłącznie środki dopuszczone do użytku w placówce i zgodne z wewnętrzną procedurą,
- unikać przemaczania, suszenia na grzejniku oraz w pełnym słońcu,
- przed każdym użyciem skontrolować stan pasów, sprzączek i elementów mocujących.

Ważne: produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel i zgodnie z procedurami placówki. Dobór zakresu zabezpieczenia pacjenta zależy od sytuacji i standardów oddziału.

Uzupełnij system pasów

Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające pacjenta](#). Jeśli kompletujesz wyposażenie do łóżka, sprawdź także: [pas unieruchamiający na ręce](#) oraz [pas unieruchamiający na nogi](#).

Cena obejmuje komplet 2 pasów: na nadgarstki oraz na kostki.