

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skorzany-pas-obezwladniajacy-na-klucze-magnetyczne-p-2226.html>



Skórzany pas obezwładniający na klucz magnetyczny - do chodzenia

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-RH-POKM

Opis produktu

Skórzany pas obezwładniający na klucz magnetyczny - do chodzenia

Pas przeznaczony do zastosowań placówkowych, gdy - zgodnie z decyzją personelu i procedurami jednostki - konieczne jest **czasowe ograniczenie ruchów rąk pacjenta przy tułowiu**. Konstrukcja ze skóry oraz **wzmocnienie od strony wewnętrznej** wspierają trwałość w intensywnym użytkowaniu i pomagają ograniczyć ryzyko otarć.

Skrót parametryczny: skóra + wzmocnienie; **3 zamki magnetyczne; klucz w zestawie**; regulacja obwodu w pasie: **ok. 80-146 cm**; szerokość: **ok. 7 cm**; długość całkowita: **ok. 162 cm**; grubość (z wzmocnieniem): **ok. 10 mm**; rozstaw pasków do rąk: **ok. 44 cm**.

Zastosowanie

- czasowe unieruchomienie rąk pacjenta w okolicy talii (przy tułowiu),

Najważniejsze cechy

- **Skóra** i wzmocniona konstrukcja - solidność na dłuższy okres użytkowania,
- **Zamknięcie na klucz magnetyczny** - kontrolowany dostęp (klucz w komplecie),
- metalowe elementy (pierścienie/mocowania) - stabilne połączenie pasków na ręce,
- możliwość zamówienia **innego rozmiaru** (po podaniu obwodu w pasie w komentarzu do zamówienia).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość całkowita	ok. 162 cm
Szerokość	ok. 7 cm
Grubość (z wzmocnieniem)	ok. 10 mm
Obwód w pasie (regulacja)	od ok. 80 do ok. 146 cm
Rozstaw pasków do przymocowania rąk	ok. 44 cm
Zamki	3 wbudowane zamki magnetyczne

Konserwacja

Czyść zgodnie z procedurami placówki. Jeśli stosujesz zalecenia producenta dla skóry: delikatne czyszczenie i unikanie agresywnej chemii oraz moczenia.

Bezpieczeństwo i procedury

Produkt przeznaczony jest do użycia przez przeszkolony personel. W praktyce zastosowanie tego typu wyrobów bywa powiązane z procedurami *przymusu bezpośredniego* – stosuj wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru w placówce.

Powiązane produkty

- Kategoria: [pasy unieruchamiające](#)
- Pokrewny produkt (pas na tułów z krępowaniem rąk): [zobacz wariant na tułów](#)
- Akcesorium: [klucz magnetyczny](#)