

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skorzany-pas-unieruchamiajacy-na-reke-p-1704.html>

## Skórzany pas unieruchamiający na nadgarstek / rękę (1 szt.)



Cena brutto **165,00 zł**

Cena netto **134,15 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **SM-RH-R**

### Opis produktu

**Skórzany pas unieruchamiający na nadgarstek** to praktyczny element wyposażenia placówek medycznych i opiekuńczych, przeznaczony do kontrolowanego ograniczenia ruchu **jednej ręki**. Pas składa się z regulowanej obejmy na nadgarstek oraz paska mocującego do stabilnego przypięcia do ramy łóżka (lub innego stałego elementu konstrukcyjnego, zależnie od zastosowania). Dzięki szerokiej obejmie i solidnemu wykonaniu pomaga utrzymać nadgarstek w ustalonej pozycji.

**Ważne:** w tej ofercie kupujesz **1 sztukę** (czyli pas na **jeden nadgarstek**). Aby unieruchomić **obie ręce**, należy wybrać **2 sztuki**.

### Do czego służy pas na nadgarstek?

Model jest projektowany z myślą o zastosowaniach, w których konieczne jest czasowe ograniczenie ruchów kończyny górnej. Najczęściej wykorzystuje się go jako element systemu unieruchamiania pacjenta w łóżku lub na wózku – zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej jednostce.

Jeżeli celem nie jest stabilizacja nadgarstka, lecz osłonięcie dłoni przed drapaniem, rozdrapywaniem ran lub niekontrolowanym chwytaniem przedmiotów, właściwszym rozwiązaniem może być [rękawica ochronna przeciw rozdrapywaniu ran Salvacel](#). W przeciwieństwie do pasa osłania ona całą dłoń, a wewnętrzny panel utrudnia pełne zaciśnięcie palców.

### Jak dobrać rozmiar?

1. Zmierz obwód nadgarstka w miejscu, w którym będzie leżeć obejmka (miarka krawiecka lub pasek papieru + linijka).
2. Porównaj wynik z zakresem regulacji. Ten model ma regulację od ok. **13 cm**, jednak **zalecane użytkowanie zaczyna się od 14 cm**.
3. Jeśli nadgarstek jest blisko wartości minimalnej, wybierz dopasowanie stabilne, ale bez nadmiernego ucisku (komfort i bezpieczeństwo są kluczowe).

### Najważniejsze zalety w codziennym użytkowaniu

- **Szeroka obejmka (ok. 6,5 cm)** – lepsza stabilizacja i mniejsze punktowe naciski niż w wąskich obejmkach.
- **Regulacja obwodu** – dopasowanie do różnych pacjentów w ramach jednego modelu.
- **Trwałe wykonanie ze skóry naturalnej** – materiał ceniony za wytrzymałość i odporność na intensywne użytkowanie.
- **Pas mocujący (ok. 3 cm szerokości)** – wygodne i stabilne mocowanie do ramy.
- **Zakup na sztuki** – łatwe kompletowanie zestawu (1 szt. na 1 rękę).

---

## Co dokładnie zawiera zestaw?

Zestaw zawiera **1 sztukę** pasa unieruchamiającego na nadgarstek. Jeśli potrzebujesz zabezpieczyć obie ręce, dodaj do koszyka **2 sztuki**.

## Dane techniczne

- Minimalny obwód nadgarstka: ok. **13 cm (zalecane użytkowanie od 14 cm)**
- Maksymalny obwód nadgarstka: ok. **30 cm**
- Szerokość obejmy na nadgarstek: ok. **6,5 cm**
- Szerokość pasa mocującego do ramy: ok. **3 cm**
- Długość całkowita: ok. **37 cm**
- Materiał: skóra, podszycie: filc
- Zestaw: **1 sztuka**

## Dobre praktyki i bezpieczeństwo

Pas powinien być dobierany i stosowany przez przeszkolony personel oraz zgodnie z procedurami jednostki. Przed użyciem zaleca się sprawdzenie stanu elementów mocujących i przeszyć. W trakcie zastosowania należy monitorować komfort pacjenta i prawidłowe ułożenie obejmy, aby ograniczyć ryzyko otarć lub nadmiernego ucisku.

## Konserwacja

Czyszczenie powierzchniowe wykonuj zgodnie z praktyką placówki oraz zaleceniami dla wyrobów skórzanych. Unikaj agresywnych środków chemicznych. Po czyszczeniu pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

## Powiązane produkty i kategoria

- Zobacz całą kategorię: [pasy unieruchamiające](#) – porównaj inne warianty do łóżek szpitalnych i wózków.
- Wariant na nogę/kostkę (1 szt.): [skórzany pas unieruchamiający na kostkę / nogę](#) – jeśli kompletujesz zestaw na kończyny dolne.
- Model uniwersalny: [pas unieruchamiający pacjenta – nadgarstek lub kostka](#) – opcja, gdy potrzebujesz jednego typu pasa do różnych zastosowań.

**Wskazówka zakupowa:** jeśli kompletujesz zestaw unieruchamiający – pamiętaj, że **1 sztuka = 1 nadgarstek**. Najczęściej wybierane konfiguracje to **2 sztuki** (obie ręce) lub zestaw uzupełniony o pasy na kostki/nogi, zależnie od potrzeb oddziału.