

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skorzany-pas-unieruchamiajacy-na-tulow-z-krepowaniem-rak-p-2316.html>



Skórzany pas unieruchamiający na tułów z obejmami na nadgarstki (do chodzenia)

Cena brutto	737,00 zł
Cena netto	599,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-RH-SP-UTR

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na tułów z obejmami na nadgarstki (do chodzenia)

Ten model to pas skórzany przeznaczony do czasowego ograniczenia ruchów kończyn górnych przy tułowie **w warunkach medycznych**, gdy wymagają tego procedury bezpieczeństwa i decyzja personelu. Konstrukcja „do chodzenia” nie wymaga mocowania do łóżka, co ułatwia przemieszczanie pacjenta przy jednoczesnym ograniczeniu pracy rąk.

Najważniejsze cechy

- **Skóra** - materiał do intensywnego, wielokrotnego użytkowania.
- **Obejmy na nadgarstki z filcem od wewnątrz** - wsparcie komfortu i ograniczenie ryzyka otarć.
- **Regulacja** - dopasowanie obwodu pasa oraz obejm na nadgarstki.
- **Metalowe sprzączki o podwyższonej odporności** - trwałość w środowisku placówki.
- Wzmocnienia od strony wewnętrznej - stabilniejsze ułożenie na tułowie.

Zastosowanie

Najczęściej wybierany do placówek, które stosują pasy unieruchamiające jako element zabezpieczenia pacjenta (np. oddziały neuropsychiatryczne) - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, wskazaniami i dokumentacją.

Parametry w skrócie

Obwód pasa na tułów: **ok. 100-125 cm**, szerokość: **ok. 5,5 cm**. Obejma na nadgarstek: **ok. 17,5-26 cm**, szerokość obejm: **ok. 6,5 cm**. Długość całkowita elementu na rękę: **ok. 41,5 cm**.

Możliwy inny rozmiar - przy składaniu zamówienia podaj w komentarzu wymagany obwód w pasie.

Konserwacja i higiena

- Czyścić powierzchniowo miękką ściereczką (bez agresywnych detergentów).
- Do pielęgnacji skóry stosować łagodne środki przeznaczone do wyrobów skórzanych; po czyszczeniu osuszyć.
- Nie prać w pralce i nie moczyć długotrwale.

Sprawdź też

Zobacz pozostałe [pasy unieruchamiające](#), porównaj z [kaftanem bezpieczeństwa](#) lub dobierz elementy uzupełniające, np. [pas](#)

[na klatkę piersiową.](#)

Uwaga: produkt przeznaczony do zastosowań medycznych. Sposób i czas użycia powinien wynikać z decyzji personelu oraz obowiązujących procedur bezpieczeństwa.