

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skuter-inwalidzki-elektryczny-p-3036.html>

Skuter inwalidzki elektryczny



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-V

Opis produktu

Skuter inwalidzki elektryczny jest bardzo innowacyjnym, a jednocześnie prostym w obsłudze urządzeniem. Jego niewątpliwym atutem jest funkcja składania, co ułatwia nie tylko przechowywanie, ale i transport. Został zaprojektowany z myślą o seniorach, gdyż właśnie te osoby mają ograniczenia w swojej mobilności i potrzebują jednocześnie wsparcia podczas pokonywania dłuższych tras. Skuter inwalidzki elektryczny przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zastosowanie przez producenta prostego i intuicyjnego panelu sterowania ułatwi obsługę użytkownikowi. Podobnie jak obrotowe siedzisko odpowiadające za bezpieczny i komfortowy transfer pacjenta do pojazdu.

Skuter inwalidzki elektryczny, cechy:

- Łatwy i komfortowy w obsłudze,
- Prosty i intuicyjny panel sterowania,
- Innowacyjny design,
- Łatwe składanie do transportu,
- Łatwe składanie bez konieczności użycia kluczy,
- Lusterka,
- Zderzaki chroniące przed uderzeniem obudowy wózka,
- Regulacja wysokości siedziska,
- Siedzisko obrotowe z blokadą,
- Siedzisko z odchylanymi podłokietnikami,
- Regulacja kąta kolumny kierowniczej,
- Koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej.



- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Konsola sterownicza | 4. Moduł akumulatorów | 7. Siedzenie i oparcie |
| 2. Uchwyt | 5. Koło przednie | 8. Dźwignia koła wolnego |
| 3. Kolumna kierownicy | 6. Podłoga | 9. Koło tylne / napędowe |



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | 4. Pokrętko regulacji prędkości |
| 2. Manetka | 5. Klakson |
| 3. Stacyjka | |

Dane techniczne: Typ
 Maks. waga użytkownika
 Maks. prędkość (jazda naprzód)
 Min. droga hamowania przy maks. prędkości
 Zasięg

Skuter, napęd na tylne koła, klasa A
 136 kg
 6 km/h / 8 km/h
 6 km/h: 1000 mm
 Akumulator żelowy 24 V 12 Ah: 12 km

Maksymalna wysokość przeszkody	45 mm
Maksymalne bezpieczne nachylenie	6°
Minimalny promień skrętu	1150 mm
Minimalna szerokość wymagana do cofania	1250 mm
Dł. x szer. x wys. po rozłożeniu	1030 mm x 490 mm x 880 mm
Masa całkowita z akumulatorami	43,5 kg (żelowy 24 V 12 Ah)
Masa akumulatora	9 kg
Maks. masa pojedynczej części	15 kg
Efektywna głębokość fotela	370 mm
Efektywna szerokość fotela	410 mm
Wysokość powierzchni siedziska przy przedniej krawędzi	380 mm
Wysokość podłogi	110 mm
Kąt powierzchni fotela	-8°
Silnik	270 W, hamulec elektromagnetyczny
Akumulator	Akumulator żelowy 24 V 12 Ah
Sterownik	Dynamic 50A
Stopień ochrony	IP X5
Ładowarka akumulatora	Wejście AC 100-240 VAC, wyjście DC 29,4 V, 2 A
Klasa ochrony ładowarki akumulatora	IPX1
Klasa izolacji ładowarki akumulatora	Klasa 2
Maks. poziom natężenia dźwięku silnika skutera	68 dB
Kompatybilny z EMC zgodnie z	ISO 7176-21
Zapalność tapicerki wg	EN 1021-2
Średnica kół tylnych (liczba)	8 x 2,5 cala
Średnica kół przednich (liczba)	8 x 2,5 cala
Zawieszenie	N/D
Sterowanie (manetka)	Dźwignia do uruchamiania/zatrzymywania ruchu
Konsola sterownicza	Obrotowy przełącznik do regulacji prędkości
Temperatura przechowywania i eksploatacji	-10°C do 50°C
Wilgotność przechowywania i eksploatacji	30-70%

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Tolerancja pomiaru ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°. Teoretyczny promień skrętu zmniejsza się, jeśli skuter jest często używany na powierzchniach pochyłych, szorstkich lub pokonywania krawężników. Maksymalna odległość jazdy jest sprawdzana w idealnych warunkach zgodnie z normą ISO 7176-4.

Prędkość i zasięg mogą się różnić w zależności od wagi użytkownika, rodzaju terenu, naładowania akumulatora i warunków. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawidłowe w momencie publikacji. Firma Intco zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.