

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 06:06

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/sonda-punktowa-s-2n-p-934.html>

## Sonda punktowa S-2N



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 750,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 546,30 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępność - do 14 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>SM-EE-S-2N</b>             |

### Opis produktu

660 nm / 40 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy). Do pracy z aparatami Lasertronic LT-3 oraz Magnetronic MF-24.

**UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.**

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.