

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 06:06

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/sonda-punktowa-s-3n-p-935.html>

Sonda punktowa S-3N



Cena brutto	3 400,00 zł
Cena netto	3 148,15 zł
Dostępność	Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SM-EE-S-3N

Opis produktu

808 nm / 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy). Do pracy z aparatami Lasertronic LT-3 oraz Magnetronic MF-24.

UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.