

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/specjalistyczny-wozek-anestezjologiczny-z-wyposazeniami-p-2980.html>



Specjalistyczny wózek anestezjologiczny z wyposażeniem

Cena brutto	10 655,00 zł
Cena netto	9 865,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/ABS z wyp
Kod producenta	ANS-40R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Prezentujemy wózek anestezjologiczny, który spełnia najwyższe standardy medyczne i ergonomiczne. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych potrzebach personelu medycznego, zapewniając niezawodność i funkcjonalność na każdym etapie pracy.

Wyjątkową cechą naszego wózka anestezjologicznego jest jego kompleksowe wyposażenie, które umożliwia efektywne i bezpieczne przeprowadzanie procedur anestezjologicznych. Szafka z 4 szufladami oraz dodatkowe półki i nadstawki zapewniają wystarczającą przestrzeń do przechowywania i organizowania niezbędnego sprzętu medycznego.

Wózek został wyposażony w wysuwaną stalową płytę boczną, umożliwiającą wygodne korzystanie z dodatkowej powierzchni roboczej. Nadstawka z odcinkami szyny instrumentalnej z narożnikami zintegrowanymi z korpusem ułatwia przechowywanie i dostęp do niezbędnego wyposażenia.

Solidna konstrukcja wózka wykonana jest z materiałów wysokiej jakości, takich jak stal lakierowana proszkowo, zapewniając trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, stelaż nadstawki został zaprojektowany z możliwością regulacji wysokości położenia szyn instrumentalnych, co umożliwia dostosowanie wózka do indywidualnych preferencji użytkownika.

Wózek anestezjologiczny został również wyposażony w praktyczne rozwiązania, takie jak pojemnik na zużyte igły, kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej oraz zamek centralny, zapewniając bezpieczeństwo i higienę podczas pracy. Koła z blokadą gwarantują stabilność i mobilność wózka w trakcie przemieszczania się po placówce medycznej.

Dzięki swojej funkcjonalności, solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów, nasz wózek anestezjologiczny jest niezawodnym narzędziem dla personelu medycznego, zapewniającym efektywność i bezpieczeństwo podczas procedur anestezjologicznych.

Specjalistyczny wózek anestezjologiczny z wyposażeniem, wyposażenie;

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm,
- 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 2xodcinki szyny na nadstawce,
- 1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron,
- 1xpoj. na zużyte igły,
- 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
- 1xkosz z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej,

-
- 1xzamek centralny,
 - 1xwieszak kroplówki,

Specjalistyczny wózek anestezjologiczny z wyposażeniem, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)