

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ssak-elektryczny-przejezdny-p-1247.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ssak elektryczny przejezdny

Numer katalogowy

SM-TGO-SM-7A-23B

Opis produktu

Ten ssak medyczny to urządzenie służące do udrażniania dróg oddechowych, które stosowane jest w szpitalach, przychodniach czy domach opieki. Jest to produkt **niezwykle bezpieczny** z uwagi na fakt, że nie ma możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego. Kontrola systemu próżni jest natomiast bardzo precyzyjna. Urządzenie to posiada **przełącznik zarówno ręczny, jak i nożny**, co sprawia, że jest wygodne w stosowaniu.

Ssak elektryczny dzięki pompie próżniowej napędzanej tłokiem, zapewnia brak zarówno pary, jak i wilgoci oraz **zapobiega gromadzeniu się bakterii**. Dodatkowymi zaletami tego ssaka są: niski poziom hałasu oraz cztery kółka jezdne, które pozwalają przesuwac urządzenie.

Przepływ powietrza przez ssak to 20 litrów na minutę, pojemność butli to 2 razy po 2500 ml, a pobór mocy to 180VA.

Cechy elektrycznego ssaka przejezdnego:

- służący do udrożnienia dróg oddechowych
- wykorzystywany w szpitalach, przychodniach czy domach opieki
- posiada pompę próżniową napędzaną tłokiem
- zapewnia brak pary i wilgoci
- zapobiega gromadzeniu się bakterii
- niski poziom hałasu
- cztery kółka jezdne
- wysokie ciśnienie ujemne
- wysokie bezpieczeństwo (nie wytwarza ciśnienie dodatniego)
- łatwe użytkowanie
- przełącznik ręczny i nożny
- precyzyjny system kontroli próżni.

Dane techniczne:

Zasilanie AC 220V±10% 50Hz±1Hz

Pobór mocy ≤180VA

Próżnia maksymalna ≥0,09MPa

Przepływ popmowania ≥20l/min

Pojemność butli 2500ml×2

Poziom hałasu ≤60dB

Wymiary 350×305×795mm

Waga 19,5kg

Do każdego produktu dodajemy **paragon**, lub na życzenie klienta, **fakturę VAT**.