

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ssak-elektryczny-yuwell-7e-h1-timago-do-odsysania-wydzielin-p-3524.html>



Ssak elektryczny YUWELL 7E-H1 TIMAGO do odsysania wydzielin

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	415,74 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7E-H1

Opis produktu

Ssak elektryczny YUWELL 7E-H1 do odsysania zalegającej wydzieliny

YUWELL 7E-H1 TIMAGO to stacjonarny ssak elektryczny przeznaczony do odsysania zalegających wydzielin. Może wspierać opiekę nad pacjentem w domu, a także być wykorzystywany w gabinetach zabiegowych, przychodniach i placówkach medycznych.

Urządzenie łączy wydajną pompę bezolejową, płynną regulację siły ssania, czytelny manometr oraz zbiornik o pojemności 1000 ml. Kompaktowa konstrukcja i masa około 4 kg ułatwiają ustawienie ssaka przy łóżku pacjenta lub na stanowisku medycznym.

Model jest zasilany bezpośrednio z sieci 230 V. Nie posiada akumulatora, dlatego najlepiej sprawdzi się podczas regularnego użytkowania w jednym miejscu, ze stałym dostępem do gniazda elektrycznego.

Najważniejsze informacje o modelu 7E-H1

- maksymalna próżnia 85 ± 5 kPa,
- przepływ pompowania 28 ± 4 l/min,
- płynna, bezstopniowa regulacja podciśnienia,
- czytelny manometr umożliwiający kontrolę pracy,
- bezolejowa pompa próżniowa,
- zbiornik na wydzielinę o pojemności 1000 ml,
- zasilanie sieciowe AC 230 V, 50 Hz,
- poziom hałasu nieprzekraczający 65 dB,
- kompaktowa konstrukcja o masie około 4 kg,
- gwarancja 12 miesięcy.

Dla kogo przeznaczony jest ssak YUWELL 7E-H1?

Ssak medyczny wytwarza podciśnienie umożliwiające usuwanie zalegających wydzielin i płynów. Model YUWELL 7E-H1 może być wykorzystywany w opiece nad osobami, które wymagają pomocy w oczyszczaniu dróg oddechowych z wydzieliny.

Urządzenie może znaleźć zastosowanie:

- w opiece domowej nad pacjentem,
- przy łóżku osoby wymagającej regularnego odsysania,

- w gabinetach zabiegowych,
- w przychodniach i placówkach medycznych,
- w miejscach stałej lub długoterminowej opieki,
- podczas klinicznej aspiracji wydzielin oraz innych płynów, w tym krwi i ropy.

Zakres zastosowania, poziom podciśnienia oraz sposób przeprowadzenia odsysania powinny być zgodne z instrukcją użytkowania i zaleceniami lekarza lub odpowiednio przeszkolonego personelu.

Dlaczego warto wybrać ssak YUWELL 7E-H1?

Model 7E-H1 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują sieciowego ssaka do pracy w stałym miejscu. Zasilanie bezpośrednio z gniazda eliminuje konieczność ładowania i kontrolowania poziomu akumulatora podczas użytkowania.

Maksymalna próżnia wynosząca 85 ± 5 kPa oraz przepływ pompowania 28 ± 4 l/min pozwalają uzyskać parametry wymagane podczas odsysania wydzielin. Płynna regulacja umożliwia dopasowanie poziomu podciśnienia, a manometr pozwala na bieżąco kontrolować ustaloną wartość.

Zbiornik o pojemności 1000 ml zapewnia miejsce na odsysaną wydzielinę, natomiast przejrzysty układ elementów sterujących ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy.

Bezolejowa pompa próżniowa

W urządzeniu zastosowano tłokową, bezolejową pompę próżniową. Pompa nie wymaga uzupełniania oleju podczas normalnego użytkowania i nie powoduje powstawania mgły olejowej.

Takie rozwiązanie upraszcza codzienną obsługę urządzenia i sprawdza się zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych.

Płynna regulacja podciśnienia i czytelny manometr

Bezstopniowa regulacja pozwala płynnie ustawić poziom podciśnienia odpowiedni do wykonywanej czynności. Zmiana siły ssania odbywa się za pomocą pokrętki umieszczonego na obudowie urządzenia.

Okrągły manometr umożliwia bieżącą kontrolę ustawionej wartości. Parametry pracy należy zawsze dobierać zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami wykwalifikowanego personelu medycznego.

Czy YUWELL 7E-H1 jest modelem przenośnym?

YUWELL 7E-H1 jest modelem stacjonarnym zasilanym z sieci elektrycznej. Będzie odpowiednim wyborem, gdy ssak ma być używany przede wszystkim przy łóżku pacjenta, w gabinecie albo na stałym stanowisku medycznym.

Urządzenie nie posiada akumulatora. Jeżeli ssak ma być używany podczas transportu, wyjazdów lub w miejscach bez dostępu do gniazda elektrycznego, należy wybrać model przenośny wyposażony w niezależne źródło zasilania.

Dane techniczne ssaka elektrycznego YUWELL 7E-H1

Producent	YUWELL
Model	7E-H1
Typ urządzenia	Ssak elektryczny stacjonarny
Zasilanie	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy	120 VA
Maksymalna próżnia	85 ± 5 kPa
Przepływ pompowania	28 ± 4 l/min
Regulacja podciśnienia	Płynna, bezstopniowa
Pojemność zbiornika	1000 ml
Poziom hałasu	≤ 65 dB
Wymiary	48 × 18 × 28,5 cm
Waga	4 kg
Status produktu	Wyrób medyczny, oznaczenie CE
Gwarancja	12 miesięcy

Elementy zestawu

W komplecie z urządzeniem znajdują się:

- filtr powietrza z rurkami przyłączeniowymi – 1 komplet,

-
- zapasowy filtr powietrza – 2 sztuki,
 - bezpiecznik typu F1,6AL250V 5 × 20 mm – 2 sztuki,
 - rurka ssąca – 1 komplet,
 - cewniki ssące – 1 komplet,
 - przewód zasilający – 1 sztuka,
 - instrukcja obsługi – 1 sztuka.

Ssak może zostać dodatkowo wyposażony w jednorazowe wkładki ssące. Wkładki są wyposażeniem opcjonalnym i nie wchodzi w skład wymienionego zestawu.

Gwarancja i dokumentacja produktu

Ssak YUWELL 7E-H1 objęty jest **12-miesięczną gwarancją**. Szczegółowe warunki ochrony określa karta gwarancyjna. Podczas zgłoszenia należy przedstawić dokument wymagany zgodnie z warunkami gwarancji.

W zestawie znajduje się instrukcja obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z opisanym w niej sposobem montażu, użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Czy YUWELL 7E-H1 będzie odpowiednim wyborem?

Ten model warto wybrać, gdy potrzebny jest kompaktowy ssak do pracy w jednym miejscu, zasilany bezpośrednio z sieci elektrycznej. Urządzenie oferuje płynną regulację podciśnienia, czytelny manometr, zbiornik 1000 ml i bezolejową pompę, która nie wymaga uzupełniania oleju.

Nie masz pewności, czy urządzenie sieciowe będzie wystarczające, czy potrzebujesz modelu działającego również bez gniazda? Sprawdź [poradnik wyboru ssaka medycznego do domu](#), w którym porównujemy modele sieciowe, akumulatorowe i przejezdne oraz wyjaśniamy, jakie cechy mają znaczenie w codziennej opiece.

Kiedy wybrać inny rodzaj ssaka medycznego?

YUWELL 7E-H1 będzie odpowiednim wyborem, gdy potrzebny jest kompaktowy ssak sieciowy do pracy głównie w jednym miejscu. Jeżeli urządzenie ma działać również bez stałego podłączenia do gniazda, sprawdź [przenośny ssak YUWELL 7E-G1 z akumulatorem](#).

Gdy potrzebne są dwa duże zbiorniki, koła transportowe oraz obsługa za pomocą przełącznika nożnego, odpowiednim rozwiązaniem może być [przejezdny ssak YUWELL 7A-23D](#).

Zobacz wszystkie [ssaki medyczne do odsysania wydzielin](#) i porównaj sposób zasilania, mobilność, przepływ oraz pojemność zbiorników.

Bezpieczne użytkowanie wyrobu medycznego

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Dobór parametrów pracy oraz sposób przeprowadzenia odsysania powinny być zgodne z zaleceniami lekarza lub odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego.