

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stacjonarny-stol-do-rehabilitacji-p-104.html>

Stacjonarny stół do rehabilitacji



Cena brutto	5 194,00 zł
Cena netto	4 809,26 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR-4

Opis produktu

Stacjonarny Stół do Rehabilitacji JSR 4

Nasze innowacyjne, pięcioczęściowe stoły rehabilitacyjne z serii JSR 4 to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, każdy model zapewnia komfort i skuteczność terapii zarówno dla pacjentów, jak i terapeutów.
Precyzyjna Regulacja i Komfort

Stół JSR 4 wyróżnia się środkową częścią blatu z manualną regulacją wysokości do 12 cm, umożliwiając idealne dostosowanie do potrzeb terapii na wysokości kręgów lędźwiowych.

Każdy model z serii oferuje różne mechanizmy regulacji wysokości:

- JSR 4: Regulacja manualna za pomocą korby.
- JSR 4 E: Regulacja **elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego**
- JSR 4 H: Regulacja **hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego**

Wypożażenie Standardowe

- Każdy stół JSR 4 jest wyposażony w:
- Pięcioczęściowy blat
- Otwór z zatyczką w podgłównku
- Regulowany podgłówek i podnóżek sprężyną gazową
- Środkową część regulowaną korbą
- Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- Kompletny zestaw podłokietników
- Tapicerkę skóropodobną w 25 standardowych kolorach
- Stelaż w kolorze białym
- 4 regulowane stopki

Opcje Dostosowania

Aby sprostać indywidualnym potrzebom, oferujemy szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego:

- Ekskluzywną tapicerkę winylową w kolorach od 101 do 112
- Stelaż w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyjątkiem białego)
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami
- Pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (dla wersji JSR 4 E)
- Regulację wysokości od 50 cm do 100 cm (dla JSR 4 E) lub od 50 cm do 98 cm (dla JSR 4)

Idealny Partner do Twojego Gabinetu

Stół JSR 4 to nie tylko narzędzie pracy, ale także element, który podniesie standard usług w Twoim gabinecie. Jego funkcjonalność, estetyka i trwałość sprawiają, że jest to inwestycja na lata. Zapewnia komfort pacjentom i ułatwia pracę terapeutom, dzięki czemu każda sesja rehabilitacyjna staje się bardziej efektywna i przyjemna.

Odkryj różnicę z naszym stołem rehabilitacyjnym JSR 4 i dostosuj go do swoich unikalnych potrzeb, aby zapewnić najwyższy standard opieki rehabilitacyjnej.

Stacjonarny stół do rehabilitacji, dane techniczne;

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 70 cm*
- Wysokość: od 60 cm do 88 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- Waga: 61 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +35 °
- Regulacja podłokietników: od 0 cm do 18 cm
- Regulacja wysokości poduszki środkowej: od 0 cm do 12 cm
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)