

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 05:17

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stadiometr-do-pomiaru-wzrostu-p-2873.html>

Stadiometr do pomiaru wzrostu



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-SECA-213

Opis produktu

Stadiometr (wzrostomierz), waży tylko 2,4 kg i dzięki temu nadaje się do użytku mobilnego. Stosowany jest on np. **w medycynie szkolnej, ale sprawdza się także jako urządzenie stacjonarne w gabinetach lekarskich i szpitalach**. Składany na części wzrostomierz daje się szybko i łatwo zmontować i w kilku prostych chwytach zainstalować na podstawie.

Nadrukowana na boku wzrostomierza skala zapewnia **wygodny i precyzyjny odczyt** wyniku podczas pomiaru osób o wzroście do 205 cm.



Cechy produktu:

- do użytku mobilnego (lekki)
- do szkół, gabinetów lekarskich oraz szpitali
- prosty w montażu
- precyzyjny odczyt

Dane techniczne:

- Wymiary: 337 x 2165 x 590 mm
- Waga: 2,4 kg
- Działka elementarna: 1 mm
- Zakres pomiaru: 20 - 205 cm
- Gwarancja: 2 lata

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**