

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stalowy-stolik-zabiegowy-do-szpitala-p-2511.html>



Stalowy stolik zabiegowy do szpitala

Cena brutto	4 146,00 zł
Cena netto	3 838,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-PS(3)-45-ST-0000-K8.3

Opis produktu

Stalowy stolik zabiegowy do szpitala z półką i szafką to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej, zapewniające nie tylko funkcjonalność, ale także trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Ten wysokiej jakości stolik został starannie zaprojektowany i wykonany, aby sprostać najwyższym standardom branży medycznej.

Stolik charakteryzuje się solidnym stelażem wykonanym z giętego profilu stalowego o kwadratowym przekroju 25x25mm. Stelaż został lakierowany proszkowo, co zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ochronę przed korozją. Wyposażony w szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia, stelaż umożliwia łatwe przechowywanie narzędzi i akcesoriów, co sprzyja sprawnemu przeprowadzaniu zabiegów.

Stolik wyposażono w praktyczną półkę stalową o wymiarach 450x500mm, lakierowaną proszkowo na biało, z pogłębieniem, co zapewnia stabilne umieszczenie niezbędnych przedmiotów i akcesoriów medycznych.

Dodatkowo, szafka z trzema szufladami o wysokości frontu 3x130mm zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania różnorodnych drobiazgów. Korpus szafki został wyposażony w materiał wygłuszający, który minimalizuje wibracje oraz niechłonna wilgoci, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania.

Stolik został wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100mm, co zapewnia łatwe przemieszczanie się nawet przy obciążeniu. Dwa z czterech kółek zostały wyposażone w blokadę, zapewniając stabilność w miejscu.

Dzięki możliwości wyboru szerokości półki (450, 500, 550, 600 mm), stolik można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, co czyni go wszechstronnym i funkcjonalnym rozwiązaniem dla każdej placówki medycznej.

Stalowy stolik zabiegowy to nie tylko niezbędne wyposażenie dla placówek medycznych, ale także solidna i trwała konstrukcja, która zapewnia komfort zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

Stalowy stolik zabiegowy do szpitala, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary półki: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- wymiary szafki: 450x500x413 mm

-
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiar szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary