

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stalowy-stolik-zabiegowy-na-sor-p-2519.html>



Stalowy stolik zabiegowy na SOR

Cena brutto	3 365,00 zł
Cena netto	3 115,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-PD-45-ST-0000-K8.3

Opis produktu

Stalowy stolik zabiegowy na SOR łączy w sobie solidność, funkcjonalność i estetykę, stanowiąc niezastąpione wsparcie w środowisku medycznym. Jego wykonanie oparte jest na wysokiej jakości materiałach i precyzyjnym designie, co zapewnia nie tylko trwałość, ale i wygodę użytkowania.

Stelaż stolika, wykonany z giętego stalowego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, jest niezwykle stabilny i wytrzymały. Pokryty proszkowym lakierem, gwarantuje łatwość w utrzymaniu czystości oraz odporność na uszkodzenia. Zintegrowane szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze zapewniają ergonomiczne warunki pracy personelu medycznego.

Stolik wyposażony został w wysoce mobilne koła, umożliwiające łatwe przemieszczanie się nawet w trudnych warunkach. Dwa z kołami wyposażone są w blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów.

Na stoliku znajduje się półka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem, zapewniająca odpowiednią przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi czy przyrządów medycznych. Dodatkowo, szafka stalowa z drzwiczkami, również lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w zamek, umożliwia bezpieczne przechowywanie ważnych materiałów medycznych.

Estetyczne wykonanie stolika, z dbałością o detale, sprawia, że doskonale komponuje się z każdym środowiskiem medycznym. Elementy dekoracyjne, jak stelaż czy front szafki, lakierowane są proszkowo na kolor według palety RAL, co pozwala dopasować stolik do indywidualnych preferencji estetycznych.

Dostępne różne szerokości półki (450, 500, 550, 600 mm) pozwalają na elastyczne dostosowanie stolika do potrzeb i preferencji użytkownika, a także wpływają na jego całkowite wymiary i cenę. Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 570x550x900 mm, a półki mają wymiary 450x500 mm, z powierzchnią użytkową 400x450 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą.

Stalowy stolik zabiegowy na SOR, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
- wymiary półki: 450x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
- wymiary szafki z drzwiczkami: 450x500x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600 mm (wymiar szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary