

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-iniekcji-z-elektrycznie-regulowanym-oparciem-p-2180.html>



Stanowisko do iniekcji i pobrań z elektryczną regulacją oparcia

Cena brutto	3 780,00 zł
Cena netto	3 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-03

Opis produktu

Stanowisko do iniekcji i pobrań z elektryczną regulacją oparcia

Stanowisko do iniekcji i pobrań z elektryczną regulacją oparcia to funkcjonalny model przeznaczony do gabinetów zabiegowych, punktów pobrań, przychodni, laboratoriów oraz placówek medycznych, w których pacjent powinien być wygodnie ułożony podczas pobierania krwi, iniekcji, podań dożylnych lub krótkich procedur ambulatoryjnych. Elektrycznie regulowane oparcie, regulowany podnóżek i podłokietniki ułatwiają dopasowanie pozycji pacjenta do przebiegu zabiegu oraz poprawiają ergonomię pracy personelu.

Zastosowanie w gabinecie, laboratorium i punkcie pobrań

Model dobrze sprawdza się w gabinetach zabiegowych, poradniach, laboratoriach, punktach pobrań oraz innych placówkach medycznych, w których liczy się wygoda pacjenta i ergonomia pracy personelu. Elektryczna regulacja oparcia pozwala szybciej dopasować pozycję do przebiegu procedury, a regulowane elementy podparcia ułatwiają prawidłowe ułożenie kończyny górnej oraz stabilizację ciała podczas zabiegu.

Najważniejsze cechy stanowiska

- elektryczna regulacja oparcia w zakresie od 0° do 85°,
- regulowany podnóżek w zakresie od 0° do 85°,
- regulowane podłokietniki, pomocne przy pobraniach i iniekcjach,
- stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- możliwość doposażenia stanowiska w przydatne akcesoria.

Komfort pacjenta i wygoda pracy personelu

Możliwość płynnej zmiany położenia oparcia poprawia komfort pacjenta podczas dłuższych procedur i ułatwia dostosowanie pozycji do sytuacji klinicznej. Regulowane podłokietniki wspierają wygodne ułożenie kończyny górnej, a podnóżek zwiększa komfort w czasie pobrania, podania leku lub obserwacji pacjenta po zabiegu. To rozwiązanie, które porządkuje organizację pracy i poprawia powtarzalność ułożenia na stanowisku.

Parametry techniczne

- wysokość z podgłówkiem: 101 cm / 116 cm,
- szerokość siedziska / szerokość całkowita: 50 cm / 71 cm,

- głębokość: 81 cm,
- długość po rozłożeniu: 170 cm,
- wysokość siedziska: 50 cm,
- masa własna: 35 kg,
- maksymalne obciążenie: 150 kg,
- regulacja wysokości podglówek: 15 cm,
- regulacja wysokości podłokietników: 25 cm.

Możliwości doposażenia i konfiguracji

Stanowisko można skonfigurować pod potrzeby placówki, dobierając kolor tapicerki i stelaża oraz wybrane elementy dodatkowe. Na karcie produktu dostępne są opcje takie jak podglówek, podglówek laryngologiczny, kółka jezdne, pokrowiec na podnóżek czy metalowy stolik na narzędzia. Dzięki temu model można lepiej dopasować do specyfiki pracy gabinetu i standardu wyposażenia.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#), [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#) oraz [stanowisko WP-1 do iniekcji i pobierania krwi z dwoma podłokietnikami](#).

FAQ, najczęściej zadawane pytania

1. Czy to stanowisko nadaje się wyłącznie do pobierania krwi?

Nie. Model może być używany także do iniekcji, podań dożylnych i innych procedur wykonywanych w pozycji siedzącej lub półleżącej.

2. Czy oparcie jest regulowane elektrycznie?

Tak. Oparcie ma elektryczną regulację w zakresie od 0° do 85°, co ułatwia dopasowanie pozycji pacjenta do przebiegu zabiegu.

3. Czy stanowisko ma regulowany podnóżek?

Tak. Podnóżek również jest regulowany w zakresie od 0° do 85°, co poprawia komfort podczas zabiegu.

4. Jakie jest maksymalne obciążenie modelu?

Maksymalne obciążenie stanowiska wynosi 150 kg.

5. Czy można doposażyć stanowisko w dodatkowe elementy?

Tak. Na karcie produktu dostępne są m.in. opcjonalny podglówek, podglówek laryngologiczny, kółka jezdne, pokrowiec na podnóżek oraz metalowy stolik na narzędzia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podglówek do fotela WS: Nie , Podglówek zwykły (+ 151,00 zł) , Podglówek laryngologiczny (+ 356,00 zł)

Metalowy stolik na narzędzia: Nie , Tak (+ 178,00 zł)

Kółka jezdne: Nie , Tak (+ 270,00 zł)

Pokrowiec na podnóżek: Nie , Tak (+ 81,00 zł)