

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-kapieli-noworodkow-p-2639.html>



Stanowisko do kąpieli noworodków

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TMBY-OSKAR-AB

Kod producenta

**OSKAR-
AB-138-PM_-0000-0-T_-N**

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasze innowacyjne stanowisko do kąpieli noworodków: wanienka + stół zabiegowy z trzema szufladami. Ten kompleksowy produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i wygody podczas kąpieli małych pacjentów.

Stanowisko jest wykonane z wytrzymałego stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, które zostały anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Wypełnienie stanowiska wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, zapewniającej trwałość i łatwość czyszczenia.

Wanienka i blat wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego, co sprawia, że są one odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, stanowisko jest wyposażone w materacyk, który zapewnia komfort podczas kąpieli.

Trzy szuflady wyposażone są w system cichego domykania, co zapewnia dyskretną pracę i minimalizuje hałas podczas korzystania z produktu.

Nóżki stanowiska mają wysokość 100 mm i są regulowane, co umożliwia łatwe dopasowanie do różnych powierzchni oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Stanowisko do kąpieli noworodków ma wymiary 1380x580/700x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

To idealne rozwiązanie dla różnych placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe. Ponadto, doskonale sprawdzi się również w żłobkach, hotelach lub basenach, gdzie potrzebna jest profesjonalna opieka nad noworodkami.

Nasze stanowisko do kąpieli noworodków jest w pełni wyprodukowane w kraju i spełnia najwyższe standardy jakości. Jest ono wpisane do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawane ze stawką 8% VAT, co świadczy o jego profesjonalnym zastosowaniu w dziedzinie opieki medycznej.

Stanowisko do kąpieli noworodków, cechy:

- Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL.

-
- Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej.
 - Wanienka i blat z laminatu poliestrowo-szklanego.
 - Szufłady z systemem cichego domykania.
 - Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.
 - Wymiary: 1380x580/700x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 - Idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe.
 - Przydatne również w żłobkach, hotelach lub basenach.
 - Produkcja: Wyprodukowane w kraju.
 - Rejestracja: Wpisane do rejestru wyrobów medycznych.
 - Cena: Nie zawiera baterii.
 - VAT: Sprzedawane ze stawką 8% VAT.

Dzięki tym cechom nasze stanowisko do kąpieli noworodków gwarantuje wysoką jakość, trwałość i wygodę podczas kąpieli małych pacjentów. Jest to profesjonalne rozwiązanie dla placówek medycznych i innych instytucji, które wymagają kompleksowej opieki nad noworodkami.

Stanowisko do kąpieli noworodków, dane techniczne:

- Wymiary: 1380x580/700x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy , Malinowy róż , Pomarańczowy , Czerwień chilli , Różany , Fiolet , Jasnoniebieski , Cappuccino , Niebieski marmara , Niebieski , Zieleń mamba , Trawa cytrynowa , Żółty

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy