

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/medyczna-szafka-z-przewijakiem-p-2636.html>



Medyczna szafka z przewijakiem

Cena brutto	3 290,00 zł
Cena netto	3 046,30 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-OSKAR-C
Kod producenta	OSKAR-C-70-PM_-0000-T_-N

Opis produktu

Medyczna szafka z przewijakiem - Wysokiej jakości funkcjonalność dla placówek medycznych i nie tylko!

Nasz nowoczesny stół zabiegowy z drzwiczkami i wbudowanym przewijakiem to idealne rozwiązanie dla różnych placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe. Ponadto, doskonale sprawdzi się również w żłobkach, hotelach lub basenach, zapewniając praktyczne wsparcie w codziennych czynnościach.

Wykonany z solidnego stelażu z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, nasz stół zapewnia wyjątkową trwałość i stabilność. Dzięki anodowanemu lub lakierowanemu proszkowo wykończeniu na kolor z palety RAL, produkt jest nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny, doskonale wpasowując się w różne wnętrza.

Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej gwarantuje łatwą konserwację i czystość, co jest niezwykle ważne w środowisku medycznym. Blat z laminatu poliestrowo-szklanego jest odporny na uszkodzenia i łatwy do dezynfekcji, zapewniając higieniczną powierzchnię pracy.

Nasza medyczna szafka z przewijakiem jest wyposażona w drzwiczki, które umożliwiają przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów w bezpieczny sposób. Dodatkowo, nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania pozwalają na łatwe dostosowanie mebla do różnych powierzchni.

Oferowane wymiary 700x580x900 mm [szerokość x głębokość x wysokość] są optymalne, zapewniając wystarczającą przestrzeń roboczą, jednocześnie nie zajmując zbyt wiele miejsca.

Produkt jest wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Dodatkowo, sprzedawany jest ze stawką 8% VAT, co czyni go dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.

Dostarczamy nie tylko wyjątkową funkcjonalność, ale także solidność i bezpieczeństwo. Nasza medyczna szafka z przewijakiem to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny i opieki nad dziećmi.

Medyczna szafka z przewijakiem, cechy:

- Wykonanie z trwałego stelażu z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS.

-
- Anodowane lub lakierowane proszkowo wykończenie na kolor wg palety RAL.
 - Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej.
 - Wytrzymały blat z laminatu poliestrowo-szklanego.
 - Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.
 - Wymiary 700x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 - Idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe.
 - Doskonale sprawdza się również w żłobkach, hotelach lub basenach.
 - Wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych.
 - Sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Medyczna szafka z przewijakiem, dane techniczne:

- Wymiary: 700x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)