

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pielegnacji-niemowlat-na-oddzialy-poloznicze-p-2649.html>



Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały położnicze

Cena brutto	8 700,00 zł
Cena netto	8 055,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-AB (D)
Kod producenta	AGATKA-AB(D)-150-PM_-0000-0-T_-N

Opis produktu

Nasze innowacyjne stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały położnicze, zostało zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie maluszków. To stanowisko składa się z wielu funkcjonalnych elementów, które ułatwiają codzienne czynności pielęgnacyjne.

Zaawansowany stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych oraz solidnych złączek ABS gwarantuje niezwykłą wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Stelaż jest anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL, dodając estetycznego wyglądu.

Wypełnienie stanowiska wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, zapewniającej łatwe czyszczenie oraz wysoką odporność na uszkodzenia. Wanienka i blat stanowiące część stanowiska wykonane są z trwałego laminatu poliestrowo-szklanego, tworząc monolityczną powierzchnię. Dodatkowo, blat wyposażony jest w wygodny materacyk, który zapewnia wyjątkowy komfort dla maluszka podczas kąpieli.

Stanowisko posiada szafkę dwudrzwiową, idealną do przechowywania niezbędnych akcesoriów i środków pielęgnacyjnych. Dodatkowo, stolik zabiegowy wyposażony jest w szafkę jednodrzwiową oraz trzy szuflady, zapewniając mnóstwo przestrzeni do przechowywania wszystkich niezbędnych artykułów. Co więcej, szuflady są wyposażone w system cichego domykania, co zapewnia dyskretną obsługę i minimalizuje hałas.

Nóżki stanowiska mają regulowaną wysokość 100 mm, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych powierzchni oraz zapewnia stabilność i równowagę podczas użytkowania.

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt ma wymiary 1500x580x900 mm, zapewniające odpowiednią przestrzeń do wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Wymiary materacyka wynoszą 650x465 mm, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Pragniemy zauważyć, że cena stanowiska nie zawiera baterii. Nasze produkty są wyprodukowane w kraju i wpisane do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z normami branżowymi. Stanowiska są sprzedawane ze stawką 8% VAT.

Zapraszamy do skorzystania z naszego wyjątkowego stanowiska do pielęgnacji niemowląt, które zapewni najwyższy standard opieki dla nowo narodzonych maluszków.

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały położnicze, dane techniczne:

- Wymiary: 1500x580x900 mm
- Wymiary materacyka: 650x465 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary