

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pielegnacji-niemowlat-na-oddzialy-szpitalne-p-2644.html>



Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały szpitalne

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 796,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-A1
Kod producenta	AGATKA-A-90-PM_-0000-0-N

Opis produktu

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały szpitalne to funkcjonalne i solidne rozwiązanie, które zapewnia komfortową i bezpieczną pielęgnację maluszków. Centralnym elementem tego stanowiska jest wanienka z szafką dwudrzwiową o szerokości 90 cm.

Stelaż został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, co zapewnia wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Stelaż został dodatkowo anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL, co pozwala dostosować stanowisko do estetyki pomieszczenia.

Wypełnienie stanowiska wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, co gwarantuje łatwe utrzymanie czystości oraz trwałość konstrukcji. Wanienka została wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, materiału odpornego na działanie wody oraz łatwego do dezynfekcji.

Nóżki stanowiska mają wysokość 100 mm i umożliwiają poziomowanie, co pozwala na dostosowanie stanowiska do nierówności podłoża.

Wymiary stanowiska do pielęgnacji niemowląt to 900x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Warto zauważyć, że cena produktu nie zawiera baterii, które są niezbędne do podłączenia wanienki do wodociągu. Ponadto produkt tego wykonany został w kraju. Wpisany jest do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały szpitalne, cechy:

- Solidna konstrukcja: Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS.
- Trwałe wykończenie: Anodowany lub lakierowany proszkowo stelaż na wybrany kolor wg palety RAL.
- Praktyczne wypełnienie: Płyta meblowa obustronnie laminowana dla łatwego utrzymania czystości.
- Wytrzymała wanienka: Laminat poliestrowo-szklany odporny na działanie wody.
- Regulowane nóżki: Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.
- Optymalne wymiary: 900x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość) dla komfortu użytkowania.
- Bezpieczne i higieniczne: Materiały łatwe do dezynfekcji, idealne dla środowiska szpitalnego.
- Funkcjonalność: Szafka dwudrzwiowa zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych akcesoriów.
- Baterie nie są zawarte w cenie: Produkt wymaga osobnego zakupu baterii do podłączenia do wodociągu.

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt na oddziały szpitalne, dane techniczne:

- Wymiary: 900x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary