

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pielegnacji-niemowlat-z-materacykiem-i-wanienka-p-2650.html>



Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z materacykiem i wanienką

Cena brutto	8 200,00 zł
Cena netto	7 592,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-AB
Kod producenta	AGATKA-AB-150-PM_-0000-0-T_-N

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiam Państwu nasze nowoczesne stanowisko do pielęgnacji niemowląt, które zostało zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie maluszków. To idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, przedszkoli, żłobków oraz dla rodziców, którzy pragną zapewnić swojemu dziecku wyjątkową pielęgnację w domowym zaciszu.

Stelaż tego stanowiska został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych, co gwarantuje jego trwałość i stabilność. Dodatkowo, złączki ABS zapewniają solidne połączenie elementów konstrukcyjnych. Stelaż został poddany procesowi anodowania lub lakierowania proszkowego, aby nadać mu estetyczny wygląd, który można dostosować do indywidualnych preferencji, wybierając kolor z palety RAL.

Wypełnienie stanowiska wykonano z wysokiej jakości płyty meblowej, która została obustronnie laminowana. Dzięki temu stanowisko jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na uszkodzenia. Wyposażyliśmy je również w wygodną wanienkę z laminatu poliestrowo-szklanego, która umożliwia bezpieczne i wygodne kąpanie niemowląt. Dodatkowo, blat stanowiska jest monolityczny i wyposażony w specjalny materacyk, który zapewnia delikatne i miękkie podłoże dla dziecka.

Praktyczna szafka dwudrzwiowa, umieszczona pod wanienką, dostarcza wystarczającej przestrzeni do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów i środków pielęgnacyjnych dla niemowląt. Dodatkowo, stolik zabiegowy, wyposażony w trzy szuflady z systemem cichego domykania, zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych przedmiotów podczas pielęgnacji.

Nóżki stanowiska mają regulowaną wysokość 100 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych powierzchni oraz dokładne wyregulowanie poziomu stanowiska.

Wymiary stanowiska wynoszą 1500x580x900 mm, a materacyk ma wymiary 650x465 mm (szerokość x głębokość x wysokość). To optymalne rozmiary, które zapewniają wygodę zarówno dziecku, jak i opiekunowi.

Nasze stanowisko do pielęgnacji niemowląt spełnia najwyższe standardy jakości. Jest produkowane w kraju i wpisane do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i skuteczność. Warto dodać, że **cena nie zawiera baterii**.

Zapraszamy do skorzystania z naszego wyjątkowego stanowiska do pielęgnacji niemowląt, które zapewni Państwu maluszkowi najlepszą opiekę w bezpiecznym i komfortowym otoczeniu.

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z materacykiem i wanienką, dane techniczne:

-
- Wymiary: 1500x580x900 mm
 - Wymiary materacyka: 650x465 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary