

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pielęgnacji-noworodkow-agatka-p-2647.html>



Stanowisko do pielęgnacji noworodków AGATKA

Cena brutto	4 200,00 zł
Cena netto	3 888,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-B
Kod producenta	AGATKA-B-70-PM_-0000-T_-N

Opis produktu

Stanowisko do pielęgnacji noworodków AGATKA Moduł "B" to wyjątkowe rozwiązanie dedykowane do kompleksowej opieki nad niemowlętami. Stolik zabiegowy, wyposażony w trzy funkcjonalne szuflady, zapewnia wygodę i praktyczność podczas codziennych czynności związanych z pielęgnacją noworodka.

Konstrukcja stanowiska opiera się na solidnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS. Stelaż został anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor zgodnie z paletą RAL, co nadaje mu estetyczny wygląd i trwałość. Wypełnienie stanowiska wykonane jest z obustronnie laminowanej płyty meblowej, gwarantującej trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Błat stanowiska wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Dodatkowo, blat został wyposażony w wygodny materacyk, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas pielęgnacji noworodka.

Szuflady stanowiska posiadają system cichego domykania, co umożliwia dyskretną pracę oraz minimalizuje ryzyko przypadkowego zatrzaśnięcia. Nóżki stanowiska mają regulowaną wysokość 100 mm, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz możliwość poziomowania stanowiska na różnych powierzchniach.

Stanowisko AGATKA Moduł "B" spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Jest wyprodukowane w kraju oraz wpisane do rejestru wyrobów medycznych. Dodatkowo, sprzedawane jest z 8% stawką VAT.

Dzięki swoim właściwościom i funkcjonalności, stanowisko AGATKA Moduł "B" doskonale sprawdza się na oddziałach szpitalnych, zarówno noworodkowych, jak i pediatrycznych. Jest także idealnym rozwiązaniem dla gabinetów lekarskich oraz żłobków, gdzie zapewnienie odpowiednich warunków pielęgnacji dla najmłodszych pacjentów jest niezwykle istotne.

Stanowisko do pielęgnacji noworodków AGATKA, dane techniczne:

- Wymiary: 700x580x900 mm
- Wymiary materacyka: 520x640 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary