

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-kapieli-noworodkow-p-2639.html>



Stanowisko do kąpieli noworodków

Cena brutto	7 480,00 zł
Cena netto	6 925,93 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-OSKAR-AB
Kod producenta	OSKAR-AB-138-PM_-0000-0-T_-N

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasze innowacyjne stanowisko do kąpieli noworodków: wanienka + stolik zabiegowy z trzema szufladami. Ten kompleksowy produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i wygody podczas kąpieli małych pacjentów.

Stanowisko jest wykonane z wytrzymałego stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, które zostały anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Wypełnienie stanowiska wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, zapewniającej trwałość i łatwość czyszczenia.

Wanienka i blat wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego, co sprawia, że są one odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, stanowisko jest wyposażone w materacyk, który zapewnia komfort podczas kąpieli.

Trzy szuflady wyposażone są w system cichego domykania, co zapewnia dyskretną pracę i minimalizuje hałas podczas korzystania z produktu.

Nóżki stanowiska mają wysokość 100 mm i są regulowane, co umożliwia łatwe dopasowanie do różnych powierzchni oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Stanowisko do kąpieli noworodków ma wymiary 1380x580/700x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

To idealne rozwiązanie dla różnych placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe. Ponadto, doskonale sprawdzi się również w żłobkach, hotelach lub basenach, gdzie potrzebna jest profesjonalna opieka nad noworodkami.

Nasze stanowisko do kąpieli noworodków jest w pełni wyprodukowane w kraju i spełnia najwyższe standardy jakości. Jest ono wpisane do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawane ze stawką 8% VAT, co świadczy o jego profesjonalnym zastosowaniu w dziedzinie opieki medycznej.

Stanowisko do kąpieli noworodków, cechy:

- Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL.

-
- Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej.
 - Wanienska i blat z laminatu poliestrowo-szklanego.
 - Szufłady z systemem cichego domykania.
 - Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.
 - Wymiary: 1380x580/700x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 - Idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe.
 - Przydatne również w żłobkach, hotelach lub basenach.
 - Produkcja: Wyprodukowane w kraju.
 - Rejestracja: Wpisane do rejestru wyrobów medycznych.
 - Cena: Nie zawiera baterii.
 - VAT: Sprzedawane ze stawką 8% VAT.

Dzięki tym cechom nasze stanowisko do kąpieli noworodków gwarantuje wysoką jakość, trwałość i wygodę podczas kąpieli małych pacjentów. Jest to profesjonalne rozwiązanie dla placówek medycznych i innych instytucji, które wymagają kompleksowej opieki nad noworodkami.

Stanowisko do kąpieli noworodków, dane techniczne:

- Wymiary: 1380x580/700x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak, T1 - czarny, T2 - biały, T3 - szary, T4 - beżowy, T5 - fiolet, T6 - czerwony, T7 - łososiowy, T8 - pomarańczowy, T9 - żółty, T10 - zielony, T11 - zielony groszek, T12 - jasnozielony, T14 - morski, T15 - błękitny, T16 - jasny niebieski, T17 - niebieski, T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak, Biel alpejska, Jasny szary, Kość słoniowa, Dąb elegance, Olcha, Dzika grusza, Sosna loft biała, Beżowy (+ 10.00%), Malinowy róż (+ 10.00%), Pomarańczowy (+ 10.00%), Czerwień chilli (+ 10.00%), Różany (+ 10.00%), Fiolet (+ 10.00%), Jasnoniebieski (+ 10.00%), Cappuccino (+ 10.00%), Niebieski marmara (+ 10.00%), Niebieski (+ 10.00%), Zieleń mamba (+ 10.00%), Trawa cytrynowa (+ 10.00%), Żółty (+ 10.00%)

Kolor frontu TMBY: brak, RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary