

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-do-poboru-krwi-p-2989.html>



Krzesło do poboru krwi

Cena brutto	1 235,00 zł
Cena netto	1 143,52 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-JFK4

Opis produktu

Krzesło do poboru krwi - Wyposażenie medyczne o najwyższej jakości!

Krzesło do poboru krwi jest niezbędnym elementem w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach oraz laboratoriach, gdzie dokonywane są procedury pobierania krwi. Dzięki swojej funkcjonalności i ergonomii, zapewnia komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Jego konstrukcja została starannie zaprojektowana, aby zapewnić maksymalny komfort dla pacjenta. Krzesło wyposażone jest w dwa regulowane na boki podłokietniki, co pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta.

Siedzisko, oparcie oraz podłokietniki fotela pokryte są wysokiej jakości materiałem skóropodobnym lub winylowym, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej. To pozwala na łatwe dopasowanie do estetyki każdej placówki medycznej.

Wytrzymała stalowa konstrukcja krzesła jest malowana proszkowo na kolor biały, co dodaje mu nie tylko stabilności, ale również estetycznego wyglądu. Ponadto, jest to produkt wyprodukowany w kraju, co gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Krzesło do poboru krwi zostało wpisane do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego zgodności z wszelkimi normami i wymogami branżowymi. Dodatkowo, sprzedawane jest ze stawką 8% VAT, co czyni go dostępnym i konkurencyjnym cenowo rozwiązaniem dla placówek medycznych.

Zaawansowane funkcje, wysoka jakość wykonania oraz atrakcyjny design sprawiają, że krzesło do poboru krwi jest nie tylko niezastąpionym narzędziem w pracy personelu medycznego, ale także pozytywnie wpływa na komfort pacjentów podczas wykonywania procedur pobierania krwi.

Krzesło do poboru krwi, dane techniczne:

- Szerokość: 82 cm (siedzisko 46 cm)
- Wysokość: 121 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 130 kg
- Waga: 19 kg
- Głębokość: 78 cm
- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 0° lub 40° (2 pozycje do ustawienia)
- Wymiar podłokietników: 40x15 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kolory tapicerki J: brak , 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)