

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pobierania-krwi-z-polka-p-53.html>

Stanowisko do pobierania krwi z półką



Cena brutto	1 130,00 zł
Cena netto	1 046,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	9 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-SPK01

Opis produktu

Stanowisko do pobierania krwi z półką – funkcjonalne wyposażenie punktu pobrań

Stanowisko do pobierania krwi z półką to kompaktowe wyposażenie medyczne przeznaczone do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej. Model został zaprojektowany z myślą o placówkach, które oczekują stabilnego stanowiska pracy, wygodnego podparcia kończyny górnej i sprawnej organizacji przestrzeni wokół pacjenta.

Najważniejszym atutem tego modelu jest **regulowany podłokietnik**, którego położenie można zmieniać w zakresie **180°**, a także dopasować jego wysokość do wzrostu pacjenta i sposobu wykonania procedury. Dodatkowo konstrukcja pozwala ustawić siedzisko i oparcie tak, aby podłokietnik znajdował się po prawej lub lewej stronie, co ułatwia wykonywanie pobrań zarówno z prawego, jak i lewego przedramienia.

Model wyposażono również w **praktyczną półkę**, która zwiększa funkcjonalność stanowiska podczas codziennej pracy w gabinecie. Stalowa rama malowana proszkowo odpowiada za trwałość konstrukcji, a miękkie siedzisko, oparcie i podłokietnik poprawiają komfort pacjenta w czasie zabiegu. Całość uzupełniają stopki antypoślizgowe oraz tapicerka łatwa do utrzymania w czystości.

Najważniejsze cechy użytkowe

- regulowany podłokietnik z możliwością zmiany położenia o 180°,
- ustawienie stanowiska do pobrania z prawego lub lewego przedramienia,
- regulacja wysokości i położenia podłokietnika,
- praktyczna półka zwiększająca funkcjonalność stanowiska,
- stabilna rama stalowa malowana proszkowo,
- miękkie siedzisko, oparcie i podłokietnik,
- tapicerka łatwa do utrzymania w czystości,
- stopki antypoślizgowe poprawiające stabilność,
- kolor tapicerki do wyboru.

Zastosowanie

To stanowisko do pobierania krwi dobrze sprawdza się w **punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, poradniach, laboratoriach, szpitalach oraz sanatoriach**. Jest dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się prosta obsługa, wygoda pacjenta i trwała konstrukcja przystosowana do codziennej pracy medycznej.

Parametry techniczne

Rodzaj produktu	stanowisko do pobierania krwi z półką
Przeznaczenie	pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Całkowita szerokość	89 cm
Całkowita długość	80,5 cm
Szerokość podstawy	70 cm
Długość podstawy	70,5 cm
Całkowita wysokość	82,5 cm
Masa stanowiska	17 kg
Dopuszczalne obciążenie	120 kg
Podłokietnik	regulowany, zmiana położenia w zakresie 180°
Ustawienie pracy	możliwość ustawienia podłokietnika po prawej lub lewej stronie
Półka	tak
Konstrukcja	rama stalowa malowana proszkowo

Kiedy wybrać stanowisko do pobierania krwi z półką?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje kompaktowego stanowiska do pobrań krwi i iniekcji, ale jednocześnie zależy jej na dodatkowej półce oraz regulowanym podłokietniku. To dobre rozwiązanie do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, poradni i laboratoriów, w których ważne jest wygodne podparcie ręki pacjenta, możliwość pracy z prawej lub lewej strony oraz praktyczne miejsce pomocnicze na drobne akcesoria używane podczas procedury.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [stanowisko do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami](#), [stanowisko WP-1 do iniekcji i pobierania krwi z dwoma podłokietnikami](#) oraz [krzesło do pobierania krwi COR-2 z półką i regulowanym podłokietnikiem](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy stanowisko umożliwia pobranie krwi z prawego i lewego przedramienia?

Tak. Konstrukcja pozwala ustawić stanowisko tak, aby podłokietnik znajdował się po prawej lub lewej stronie, co ułatwia pracę personelu podczas różnych procedur.

Czy podłokietnik ma regulację?

Tak. Podłokietnik można regulować pod względem wysokości i położenia, a zakres zmiany ustawienia wynosi 180°.

Do jakich placówek pasuje ten model?

Model sprawdzi się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, poradniach, laboratoriach, szpitalach oraz sanatoriach.

Czy tapicerkę łatwo utrzymać w czystości?

Tak. Tapicerka została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu w placówkach medycznych i łatwiejszym utrzymaniu higieny.

Czy to model do krótkich procedur ambulatoryjnych?

Tak. Stanowisko jest szczególnie przydatne przy pobraniach krwi, iniekcjach i innych krótkich procedurach wykonywanych w pozycji siedzącej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24