

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/statyw-na-kroplowke-chromowany-2-uchwyty-p-2919.html>



Statyw na kroplówkę chromowany - 2 uchwyty

Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KTS-SK-2-Chrom

Opis produktu


Statyw na kroplówkę chromowany - 2 uchwyty

Stojak stanowi wyposażenie placówek, gdzie podawane są płyny infuzyjne, a łatwość utrzymania w czystości i użyte materiały w pełni spełniają oczekiwania personelu. Stworzony został z myślą o tym, aby sprostać oczekiwaniom pacjentów. Stabilna konstrukcja, oraz podstawa wyposażona w koła jezdne, umożliwiają pacjentowi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie. Regulacja wysokości dokonywana jest za pomocą praktycznego układu zaciskowego.

Statyw został pokryty w całości warstwą z chromu co nadaje estetyczny wygląd. Prezentowany model posiada cztery uchwyty na pojemnik z płynem.

Cechy stojaka:

- dwa uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym
- regulacja wysokości stojaka
- statyw pokryty chromem
- wysoka trwałość
- pięcionóg z kółkami jezdными
- wymiar: wysokość min. 1100 – max. 2000 mm
- średnica podstawy 68 cm
- **maksymalny udźwieg uchwytu: 2,5 kg**



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.