

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stetoskop-internistyczny-sf-502-p-924.html>

Stetoskop internistyczny SF-502



Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-S-SF-502

Opis produktu

Produkt z kategorii: stetoskopy

Prezentowany stetoskop dwustronny służy do badania ogólnego. Został wykonany z największą starannością i dokładnością. Jego głowica wykonana jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a dodatkowo, aby zwiększyć komfort badania producent wyposażył głowicę w "ciepłe" obwódki. Używając stetoskopu internistycznego lekarz może nie tylko odsłuchiwać tony niskie (delikatny nacisk głowicy), ale również tony wysokie (mocny nacisk głowicy). Produkt dostępny jest w czterech kolorach: zieleń, burgund, szary, granat.

Cechy stetoskopu internistycznego:

- dwustronny,
- głowica z najwyższej stali nierdzewnej,
- możliwość odsłuchiwania tonów niskich (delikatny nacisk głowicy) oraz tonów wysokich (mocny nacisk głowicy),
- dwukanałowy przewód,
- miękkie oliwki,
- "ciepłe" obwódki głowicy,
- dostępne kolory: zielony, burgund, szary, granat,

Skład zestawu:

- stetoskop,
- zestaw części zamiennych: oliwki, membrana,
- instrukcja w języku polskim,
- gwarancja 60 miesięcy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.