

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stetoskop-kardiologiczny-sf-501-p-928.html>

Stetoskop kardiologiczny SF-501



Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-S-SF-501

Opis produktu

Produkt z kategorii: stetoskopy

Prezentowany stetoskop kardiologiczny dwustronny został wykonany z największą starannością i dokładnością. Jego głowica wykonana jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a dodatkowo, aby zwiększyć komfort badania producent wyposażył głowicę w "ciepłe" obwódki. Używając stetoskopu kardiologicznego lekarz może nie tylko odsłuchiwać tony niskie (delikatny nacisk głowicy), ale również tony wysokie (mocny nacisk głowicy). Produkt dostępny jest w czterech kolorach: zieleń, burgund, szary, granat.

Cechy stetoskopu:

- kardiologiczny,
- głowicy z najwyższej jakości stali nierdzewnej,
- doskonała akustyka w klasycznym rozwiązaniu konstrukcyjnym,
- możliwość odsłuchiwania tonów niskich (lekki nacisk głowicy) oraz tonów wysokich (mocny nacisk głowicy),
- dwukanałowy przewód,
- miękkie oliwki,
- "ciepłe" obwódki głowicy,
- dostępny w kolorze: zielonym, burgund, szary, granat.

Składa zestaw:

- stetoskop,
- zestaw części zamiennych: oliwki, membrana, lejek,
- instrukcja w języku polskim,
- gwarancja 60 miesięcy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.