

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stetoskop-pediatryczny-sf-503-p-925.html>

Stetoskop pediatryczny SF-503



Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-S-SF-503

Opis produktu

Produkt z kategorii: stetoskopy

Prezentowany stetoskop dwustronny pediatryczny został wykonany z największą starannością i dokładnością.

Jego głowica wykonana jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a dodatkowo, aby zwiększyć komfort badania producent wyposażył głowicę w "ciepłe" obwódki.

Używając stetoskopy pediatrycznego lekarz może nie tylko odsłuchiwać tony niskie (delikatny nacisk głowicy), tony wysokie (mocny nacisk głowicy).

Produkt dostępny jest w czterech kolorach: zieleń, burgund, szary, granat.

Cechy stetoskopu:

- pediatryczny,
- dwustronny,
- głowica ze stali nierdzewnej,
- możliwość odsłuchania tonów niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy),
- dwukanałowy przewód,
- miękkie oliwki,
- "ciepłe" obwódki głowicy,
- dostępny w kolorze: zieleń, burgund, szary i granat,

Skład zestawu:

- stetoskop,
- zestaw części zamiennych: oliwki, membrana,
- instrukcja w języku polskim,
- gwarancja na 60 miesięcy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

