

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 10:08

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-do-kroplowek-p-3063.html>



Stojak do kroplówek

Cena brutto **176,00 zł**

Cena netto **162,96 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-TGO-SK-4H**

Opis produktu


Stojak na kroplówkę to niezastąpiony sprzęt pomocniczy, który ułatwia podawanie płynów infuzyjnych. Bez względu na to, czy jest stosowany w warunkach domowych czy szpitalnych, ten wyrób medyczny zapewnia niezawodne wsparcie i mobilność.

Stojak został wykonany z lekkiego aluminium, co gwarantuje jego trwałość i wytrzymałość. Posiada 4 zaczepy, które umożliwiają pewne i stabilne zawieszenie kroplówki. Plastikowa podstawa stojaka zapewnia dodatkową stabilność, a pięć kółek wyposażonych w hamulce umożliwiają łatwe przemieszczanie go po pomieszczeniu, jednocześnie zapewniając bezpieczne zatrzymanie na miejscu.

Regulacja wysokości stojaka na kroplówkę to istotna cecha, która umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zakres regulacji wynosi od 104 cm do 211 cm, zapewniając optymalne umieszczenie kroplówki w odpowiedniej wysokości.

Dane techniczne tego stojaka na kroplówkę są imponujące. Maksymalne obciążenie jednego zaczepu wynosi 2,5 kg, co pozwala na bezpieczne zawieszenie płynów infuzyjnych. Plastikowa podstawa o średnicy 56 cm i wysokości 13 cm zapewnia stabilną podstawę dla całego systemu. Stojak jest również łatwy w przemieszczaniu, mając wagę zaledwie 2,56 kg.

Ten stojak na kroplówkę jest niezbędnym wyposażeniem w przypadku podawania płynów infuzyjnych, zapewniając nie tylko wygodę i bezpieczeństwo, ale także mobilność i regulację, aby sprostać różnym potrzebom pacjenta.

**Stojak do kroplówek, cechy:**

- wykonany z lekkiego aluminium, trwały i wytrzymały,
- posiada 4 zaczepy zapewniające pewne i stabilne zawieszenie kroplówki,
- plastikowa podstawa dla dodatkowej stabilności,
- pięć kółek z hamulcami umożliwiającymi łatwe przemieszczanie i bezpieczne zatrzymanie na miejscu,
- regulacja wysokości od 104 cm do 211 cm dla dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta,
- maksymalne obciążenie jednego zaczepu wynosi 2,5 kg, zapewniając bezpieczne zawieszenie płynów infuzyjnych,
- plastikowa podstawa o średnicy 56 cm i wysokości 13 cm dla stabilnej podstawy,
- niewielka waga stojaka - 2,56 kg, ułatwiająca przemieszczanie,
- zapewnia wygodę, bezpieczeństwo, mobilność i regulację, aby sprostać różnym potrzebom pacjenta,
- sprzedawany jako wyrób medyczny, ze stawką 8% VAT

Stojak do kroplówek, dane techniczne:

- Maks. obciążenie jednego zaczepu: 2,5 kg
- Plastikowa podstawa z pięcioma kółkami o śr.: 2''
- Regulacja wysokości: 104-211 cm
- Waga stojaka: 2,56 kg
- Średnica podstawy: 56 cm
- Wysokość podstawy: 13 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.