

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-do-pomp-infuzyjnych-z-koszem-i-polka-p-1479.html>



Stojak do pomp infuzyjnych z koszem i półką

Cena brutto	1 178,00 zł
Cena netto	1 090,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SK-01-TW-KO(KO)-G01-W

Opis produktu

Prezentowany stojak na kroplówki używany jest w placówkach medycznych, w których podawane są płyny infuzyjne. Został on zaprojektowany głównie z myślą o spełnieniu oczekiwań pacjentów. Stojak posiada specjalne pokrętkę za pomocą, którego można regulować jego wysokość w **zakresie 1320 - 2150 mm. Kolumna zewnętrzna** stojaka została wykonana z rury **ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm**, a **kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm**. Głowica z dwoma haczykami również ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**, natomiast podstawa pięcioramienna na kółkach z tworzywa sztucznego **w tym 3 z blokadą**.

Stojak do instalacji pomp infuzyjnych jest prostym i praktycznym sprzętem. **Do tego typu stojaka można zamocować maksymalnie jedną pompę infuzyjną za pomocą specjalnych uchwytów (nie znajdujących się w zestawie)**. Zastosowanie przez producenta kółek jezdnych umożliwia pacjentom poruszanie się ze stojakiem.

Cechy produktu:

- Stojak przystosowany do pomp infuzyjnych,
- Pokrętko do regulacji wysokości 1320-2150mm,
- Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. o średnicy 25 mm,
- Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm,
- Głowica z dwoma haczykami ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego,
- Prosty i praktyczny sprzęt,
- Kółka jezdne w tym trzy z blokadą,
- Możliwość poruszania się wraz ze stojakiem,
- Półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach 320x250 mm
- Kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą

Dane techniczne:

Średnica podstawy: 575 mm

Regulacja wysokości w zakresie: 1320 - 2150 mm

Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica TMBY: 2 haczyki , G-02 4 haczyki (+ 87,00 zł), G-03 2 koszyki (+ 94,00 zł), G-04 2 haczyki +2 koszyki (+ 120,00 zł)

Listwa zasilająca: Nie , Tak (+ 124,00 zł)