

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-adapter-z-pochylem-p-3157.html>



Stojak medyczny - adapter z pochyłem

Cena brutto **2 970,00 zł**

Cena netto **2 750,00 zł**

Czas wysyłki **8-9 tygodni**

Numer katalogowy **SM-TMBY-SM-04**

Kod producenta **SM-04-ST**

Opis produktu

Stojak medyczny z adapterem z pochyłem - stabilność i ergonomia w gabinecie

Dlaczego warto?

- Pełna stabilność – obniżony środek ciężkości oraz pięcioramienna podstawa Ø 610 mm z trzema kołami z blokadą.
- Ergonomiczny pochył – adapter z anodowanego aluminium umożliwia precyzyjne ustawienie dowolnej aparatury medycznej.
- Łatwa mobilność – ciche kółka Ø 75 mm zapewniają płynny transport pomiędzy stanowiskami.
- Higieniczna konstrukcja – kolumna ze stali kwasoodpornej 0H18N9 o Ø 38 mm, prosta do dezynfekcji.

Kluczowe funkcje i specyfikacja stojaka do aparatury medycznej

Parametr	Wartość
Wysokość do adaptera	1200 mm
Średnica podstawy	610 mm
Udźwig standardowy	do 14 kg
Udźwig z krążkiem dociążeniowym	do 20 kg
Materiał adaptera	anodowane aluminium
Koszyk na akcesoria	stal malowana proszkowo, 360 x 160 x 150 mm
Kolory podstawy paleta RAL	(do wyboru)

Zestaw zawiera;

- Adapter z pochyłem – lekki, trwały, dopasowany do sprzętu klienta.
- Uchwyt do prowadzenia – ergonomiczny, zwiększa kontrolę ruchu.
- Koszyk na akcesoria – odporny na zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości.

Opcje dodatkowe;

- Krążek dociążeniowy – zwiększa nośność i stabilność; rekomendowany dla cięższej aparatury diagnostycznej.

Zastosowanie;

Stojak idealnie sprawdzi się w:

- pracowniach USG, EKG, EEG,
- gabinetach zabiegowych i diagnostycznych,
- oddziałach intensywnej terapii,
- laboratoriach analitycznych.

Nasz stojak medyczny to nie tylko produkt - to inwestycja w efektywność i komfort pracy. Dzięki starannemu wykonaniu i funkcjonalności zyskasz nie tylko solidne wsparcie dla aparatury, ale także estetyczny element do swojej przestrzeni pracy medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Krążek dociążeniowy: Nie , Tak (+ 100,00 zł)