

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-do-aparatury-p-3156.html>



Stojak medyczny do aparatury

Cena brutto **2 500,00 zł**

Cena netto **2 314,81 zł**

Czas wysyłki **8-9 tygodni**

Numer katalogowy **SM-TMBY-SM-04**

Kod producenta **SM-04-ST**

Opis produktu

Mobilny stojak medyczny do aparatury - stabilność i ergonomia w Twojej placówce

Najważniejsze zalety stojaka medycznego

- Solidna podstawa stalowa malowana proszkowo, pięcioramienna, z obniżonym środkiem ciężkości – odporna na intensywne użytkowanie.
- Kółka Ø 75 mm z blokadą (3/5) – płynny ruch w dowolnym kierunku i bezpieczne pozycjonowanie sprzętu.
- Adapter z anodowanego aluminium – kompatybilny z różnymi urządzeniami medycznymi (USG, EKG, monitory).
- Kolumna ze stali kwasoodpornej 0H18N9 Ø 38 mm – wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne.
- Ergonomiczny uchwyt prowadzący + koszyk na akcesoria w kolorze podstawy – wygoda w codziennej pracy personelu.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Wysokość od podłoża do adaptera	1200 mm
Średnica podstawy	610 mm
Maks. nośność standard	14 kg
Maks. nośność z krążkiem dociążeniowym*	20 kg

*Krążek dociążeniowy dostępny jako opcja dodatkowa.

Dlaczego warto wybrać nasz stojak?

- Bezpieczeństwo pacjenta i sprzętu – stabilność potwierdzona testami obciążeniowymi.
- Trwałość na lata – materiały klasy medycznej, odporne na środki czyszczące.
- Wielozadaniowość – łatwe dostosowanie do różnych aparatów dzięki wymiennemu adapterowi.
- Mobilność bez wysiłku – ergonomiczny uchwyt i lekki ruch kółek redukuje zmęczenie personelu.

Wybierając nasz stojak medyczny, inwestujesz w produkt najwyższej jakości, który sprostą wymaganiom nawet najbardziej wymagających profesjonalistów medycznych. Jego solidna konstrukcja, trwałe materiały i funkcjonalność sprawiają, że stanie się niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Krążek dociążeniowy: Nie , Tak (+ 100,00 zł)