

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-do-monitora-vesa-p-3160.html>



Stojak medyczny do monitora VESA

Cena brutto	2 327,00 zł
Cena netto	2 154,63 zł
Cena poprzednia	2 500,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SM-04
Kod producenta	SM-04-ST

Opis produktu

Stojak medyczny do monitora VESA - ergonomia, funkcjonalność i jakość dla placówek medycznych

Prezentujemy profesjonalny stojak medyczny do monitora VESA – idealny dla gabinetów lekarskich, klinik oraz szpitali. Nasz produkt łączy innowacyjność, ergonomię oraz wysoką funkcjonalność, spełniając najwyższe standardy jakościowe w branży medycznej.

Dlaczego warto wybrać nasz stojak medyczny VESA?

- 1. Uniwersalny uchwyt monitora VESA.** Solidny uchwyt kompatybilny ze standardem VESA (75x75 oraz 100x100) umożliwia montaż monitorów o przekątnej od 17" do 27" i wadze do 10 kg. Idealny do gabinetów lekarskich, sal operacyjnych, laboratoriów czy punktów diagnostycznych, gdzie precyzja i ergonomia są kluczowe.
- 2. Ergonomiczny uchwyt z możliwością regulacji.** Dedykowany uchwyt pozwala na łatwą regulację położenia monitora, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zapewnia komfort pracy oraz optymalny kąt widzenia, chroniąc przed zmęczeniem i poprawiając efektywność.
- 3. Koszyk na akcesoria ze stali malowanej proszkowo.** Praktyczny koszyk o wymiarach 360x160x150 mm, wykonany z solidnej stali malowanej proszkowo, pozwala wygodnie przechowywać niezbędne akcesoria medyczne i narzędzia, zachowując porządek i łatwy dostęp.

Solidne wykonanie i mobilność stojaka VESA

Wytrzymała podstawa stalowa

Podstawa stojaka została wykonana ze stali malowanej proszkowo na dowolnie wybrany kolor z palety RAL, co zapewnia estetyczny wygląd, trwałość oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji.

Pięcioramienna konstrukcja na kółkach

Stojak medyczny został wyposażony w mobilną, pięcioramienną podstawę na kółkach (3 z blokadą), zapewniając łatwe przemieszczanie sprzętu w pomieszczeniach medycznych oraz pełną stabilność podczas pracy.

Kolumna ze stali kwasoodpornej

Kolumna o średnicy 38 mm wykonana z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9) zapewnia odporność na korozję oraz trwałość nawet w wymagającym środowisku medycznym.

Parametry techniczne stojaka:

- Wysokość od podłoża do uchwyty monitora: 1200 mm
- Średnica podstawy: 610 mm
- Nośność monitora: **od 17" do 27", do 10 kg**

Opcje dodatkowe:

Krążek dociążeniowy – możliwość zwiększenia nośności stojaka do 15 kg. Polecany szczególnie w przypadku użytkowania cięższych monitorów.

Postaw na najwyższą jakość, funkcjonalność i ergonomię w swoim gabinecie. Wybierz stojak medyczny do monitora VESA i zoptymalizuj warunki swojej pracy!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Krążek dociążeniowy: Nie , Tak (+ 100,00 zł)