

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-z-listwa-zasilajaca-p-3159.html>



Stojak medyczny z listwą zasilającą

Cena brutto	2 619,00 zł
Cena netto	2 425,00 zł
Cena poprzednia	2 630,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SM-04
Kod producenta	SM-04-ST

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać stojak medyczny 1×taca 320 × 250 mm?

Stojak medyczny z tacką 320 × 250 mm to profesjonalne rozwiązanie do gabinetów lekarskich, klinik i laboratoriów, w których liczy się ergonomia, higiena i mobilność. Solidna konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9 oraz pięcioramienna podstawa na kółkach zapewniają łatwe manewrowanie, a jednocześnie maksymalną stabilność nawet przy pełnym obciążeniu.

Kluczowe cechy i korzyści;

- Tacka 320 × 250 mm ze stali kwasoodpornej – odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa do utrzymania w czystości.
- Nośność 14 kg (20 kg z krążkiem obciążającym) – bezpieczne przechowywanie aparatury i narzędzi.
- Kolumna z uchwytem prowadzącym – pewny chwyt i wygodne przemieszczanie.
- Koszyk na akcesoria – wszystko pod ręką, bez bałaganu na blacie.
- Adapter listwy zasilającej – podłączaj urządzenia medyczne bez dodatkowych kabli na podłodze.
- Podstawa malowana proszkowo w kolorach RAL – dopasuj stojak do wystroju gabinetu.
- Opcjonalny krążek dociążeniowy – jeszcze większa stabilność dla sprzętu diagnostycznego lub monitorów.

Specyfikacja techniczna;

- Wysokość do tacki: 1200 mm
- Średnica podstawy: 610 mm
- Półka ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- Kolumna ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- Stal malowana proszkowo
- Nośność standardowa: 14 kg
- Nośność z obciążnikiem: 20 kg (opcja dodatkowa)
- Liczba ramion podstawy: 5 (na kółkach)

Zastosowania;

Stojak doskonale sprawdzi się jako:

- stolik zabiegowy,
- podstawa pod pompę infuzyjną,
- stojak pod elektrostymulator lub monitor,

-
- mobilny stół narzędziowy w gabinecie stomatologicznym.

Postaw na stabilność i higienę

Dzięki obniżonemu środkowi ciężkości stojak nie przechyla się podczas transportu sprzętu, a gładkie powierzchnie tacki oraz kolumny minimalizują ryzyko gromadzenia się zabrudzeń i bakterii.

Zamów już dziś!

Zwiększ ergonomię pracy w swoim gabinecie – dodaj stojak medyczny z tacką 320 × 250 mm do koszyka i skorzystaj z ekspresowej wysyłki. Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Krążek dociążeniowy: Nie , Tak (+ 100,00 zł)