

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-z-polka-do-kardiomonitora-q7-p-3158.html>



Stojak medyczny z półką do kardiomonitora Q7

Cena brutto	1 883,00 zł
Cena netto	1 743,52 zł
Cena poprzednia	2 630,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SM-03
Kod producenta	SM-04-ST

Opis produktu

Stojak medyczny z półką do kardiomonitora Q7

Szukasz stabilnego i funkcjonalnego stojaka pod kardiomonitor Q7? Nasz stojak medyczny został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie pacjentów, komforcie personelu oraz maksymalnej widoczności w wyszukiwarkach.

Kluczowe atuty

- **Solidna konstrukcja stalowa** – pięcioramienna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości; stal malowana proszkowo zapewnia wieloletnią trwałość.
- **Dedykowana półka (280 × 165 mm)** – stal kwasoodporna 0H18N9, higieniczna i odporna na środki dezynfekujące.
- **Pełna mobilność** – ciche kółka Ø 75 mm (trzy z blokadą) oraz ergonomiczny uchwyt prowadzący umożliwiają łatwe manewrowanie między salami.
- **Praktyczny koszyk na akcesoria** (360 × 160 × 150 mm) – przewody, elektrody i czujniki zawsze pod ręką.
- **Optymalne wymiary** – wysokość do tacki 1200 mm, średnica podstawy 610 mm; kompaktowa forma oszczędza miejsce przy łóżku pacjenta.
- **Dedykowany dla obciążenia** do 9 kg

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo pacjentów, oszczędność miejsca, łatwa dezynfekcja oraz pełna kompatybilność z kardiomonitorem Q7 czynią nasz stojak idealnym wyborem dla szpitali i klinik.

Zainwestuj w profesjonalny stojak do kardiomonitora Q7 i zapewnij swojemu zespołowi niezawodne narzędzie, a pacjentom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary