

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-z-regulacja-wysokosci-1320-2150-mm-p-1477.html>



Stojak medyczny z regulacją wysokości 1320-2150 mm

Cena brutto	565,00 zł
Cena netto	523,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SK-01-TW-ST(KO)-G01

Opis produktu

Prezentowany sprzęt zaprojektowany jest tak, by w pełni zadowolić oczekiwania pacjentów. Stanowi wyposażenie placówek, w których podawane są płyny infuzyjne. Stojak posiada pokrętkę, za pomocą której można **regulować jego wysokość w zakresie 1320-2150 mm**, co sprawia, że jest sprzętem prostym i praktycznym. **Stojak został wyposażony w dwa uchwyty przeznaczone na pojemnik z płynem infuzyjnym**. Jego podstawa została wykonana z tworzywa sztucznego, posiada pięć jezdnych kółek (w tym 3 z blokadą), co umożliwia przemieszczanie się pacjenta ze stojakiem. Kolumna zewnętrzna **wykonana z rury ze stali malowanej proszkowo o średnicy 25 mm**, a kolumna wewnętrzna **z rury ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9** o średnicy 16 mm. Głowicę z dwoma uchwytami wykonano również ze **stali kwasoodpornej gat. OH18N9**.

Cechy produktu:

- Przeznaczony do placówek medycznych,
- Do zawieszenia płynów infuzyjnych,
- Pokrętło do regulacji wysokości,
- **Kolumna zewnętrzna wykonana z rury ze stali malowanej proszkowo**
- **Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9**
- Podstawa z tworzywa szt. pięcioramienna,
- Prosty i praktyczny sprzęt,
- Kółka jezdne o średnicy 50 mm w tym trzy z blokadą,
- Głowica na 2 haczyki.

Dane techniczne:

- Średnica podstawy: 575 mm
- Regulacja wysokości w zakresie: 1320 - 2150 mm
- Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica TMBY: 2 haczyki , G-02 4 haczyki (+ 87,00 zł), G-03 2 koszyki (+ 94,00 zł), G-04 2 haczyki +2 koszyki (+ 120,00 zł)

Listwa zasilająca: Nie , Tak (+ 124,00 zł)