

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-medyczny-ze-stali-kwasoodpornej-regulacja-wysokosci-1320-2150-mm-p-1482.html>



Stojak medyczny ze stali kwasoodpornej - regulacja wysokości 1320-2150 mm

Cena brutto	682,00 zł
Cena netto	631,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SK-02-ST-KO(KO)-G01

Opis produktu

Prezentowany stojak do płynów infuzyjnych.

Kolumna zewnętrzna została wykonana z rury ze stali **kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm**, a kolumna wewnętrzna z **rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm.**, dlatego jest niezwykle solidny, trwały i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia.

Stojak posiada pięcioramienną stalową podstawę, lakierowaną proszkowo na kolor biały. Produkt posiada 5 kółek w tym 3 z blokadą, dzięki czemu z łatwością można go przestawiać w dogodnie dla użytkownika miejsce.

W górnej części stojaka znajdują się dwa wieszaki na kroplówki, a jego wysokość reguluje się w zakresie **od 1320-2150 mm.**

Cechy stojaka ze stali kwasoodpornej:

- do płynów infuzyjnych,
- kolumna zewnętrzna została wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm
- kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm
- solidny, trwały, odporny na uszkodzenia,
- stalowa, pięcioramienna podstawa malowana proszkowo,
- możliwość przestawiania w dogodne miejsce,
- na pięciu kółkach,
- trzy kółka wyposażone w hamulec,
- dwa uchwyty na kroplówki,
- wysokość regulowana od 1320-2150 mm.

Dane techniczne:

Średnica podstawy: 600 mm

Regulacja wysokości w zakresie: 1320 - 2150 mm

Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica TMBY: 2 haczyki , G-02 4 haczyki (+ 87,00 zł), G-03 2 koszyki (+ 94,00 zł), G-04 2 haczyki +2 koszyki (+ 120,00 zł)

