

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-kaczki-szpitalne-p-3436.html>

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki proste

Cena brutto	4 090,00 zł
Cena netto	3 325,20 zł
Cena poprzednia	4 330,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-02/4
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki proste – stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki proste to szeroki regał prętowy przeznaczony do uporządkowanego odkładania, przechowywania i ociekania kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model ma **3 proste półki prętowe na miski i baseny** oraz **1 osobną półkę na pokrywki**, dzięki czemu pozwala stabilnie розміścić wyposażenie sanitarne w brudowniku, łazience oddziałowej, zapleczu pielęgniarskim lub pomieszczeniu gospodarczym placówki medycznej.

Produkt jest przeznaczony do **szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, oddziałów opiekuńczych i placówek medycznych**, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie. Szerokość **800 mm** zapewnia więcej miejsca niż kompaktowe modele 600 mm, dlatego ten regał będzie dobrym wyborem tam, gdzie potrzebna jest większa powierzchnia na wyposażenie sanitarne.

Szeroki regał prętowy 800 mm z prostymi półkami

Ten model został wyposażony w **półki prętowe mocowane prosto**. To ważna różnica względem regałów ze skośnymi półkami. Prosty układ półek pozwala poziomo ustawić baseny, miski, kaczki i pokrywki, co będzie korzystne tam, gdzie personel chce stabilnie rozdzielić wyposażenie sanitarne po myciu, dezynfekcji lub codziennym użytkowaniu.

Produkt należy do grupy [regaly na kaczki i baseny](#), ale jego główną przewagą jest szerokość **800 mm**, układ **3+1 półki** oraz proste półki prętowe. To mocniejszy wybór dla placówek, które potrzebują większego regału na wyroby sanitarne niż modele 600 mm, ale nie chcą półek mocowanych skośnie.

3 półki na miski i baseny oraz osobna półka na pokrywki

Układ **3+1** pozwala wygodnie rozdzielić wyposażenie sanitarne. Trzy półki przeznaczone są na miski i baseny, a osobna półka na pokrywki ułatwia utrzymanie porządku oraz szybsze odnalezienie potrzebnych elementów. To szczególnie ważne w brudownikach i zapleczach sanitarnych, gdzie personel potrzebuje stałego miejsca na akcesoria używane przy codziennej opiece nad pacjentami.

Regał może pełnić funkcję ociekacza, suszarki i organizera sanitarnego. Dzięki konstrukcji prętowej ułatwia odkładanie wyposażenia po użyciu, a szerokość 800 mm pozwala lepiej rozplanować baseny, kaczki, miski i pokrywki niż w mniejszych regałach.

Model 800 mm do większych brudowników, DPS, ZOL i domów opieki

W porównaniu z modelem 600 mm, **regał na kaczki i baseny 800 mm** daje większą powierzchnię użytkową przy tej samej głębokości 400 mm i wysokości 1800 mm. To dobry wybór do większych brudowników, oddziałów szpitalnych, domów opieki, DPS, ZOL oraz hospicjów, gdzie wyposażenie sanitarne jest używane częściej i w większej liczbie.

Jeżeli placówka szuka regału na kaczki i baseny z większą szerokością oraz prostymi półkami do stabilnego ustawienia wyposażenia, ten model 800 mm będzie mocniejszym rozwiązaniem niż kompaktowe warianty 600 mm. To produkt dla miejsc, w których zwykła półka lub mały regał przestają wystarczać.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – wykonanie do intensywnego użytkowania

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważne w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie wyposażenie ma kontakt z wilgocią, środkami myjącymi oraz częstą eksploatacją. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej ułatwia utrzymanie regału w czystości i dobrze sprawdza się w środowisku medycznym oraz opiekuńczym.

Przy kompletowaniu brudownika lub zaplecza sanitarnego warto sprawdzić także inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), które pomagają uporządkować pracę w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki.

Najważniejsze zalety regału na kaczki i baseny 800 mm z półkami prostymi

- szerokość 800 mm – więcej miejsca niż w modelach 600 mm,
- 3 półki na miski i baseny sanitarne,
- 1 osobna półka na pokrywkę,
- półki prętowe mocowane prosto,
- stabilne, poziome odkładanie wyposażenia sanitarnego,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- przeznaczony do kacek, basenów, misek i pokrywek,
- pomaga uporządkować wyposażenie sanitarne w brudniku,
- dobry wybór do szpitala, DPS, ZOL, hospicjum i domu opieki,
- opcjonalnie dostępna wersja na kołach Ø100 mm,
- po zamontowaniu kół wysokość regału wynosi 1915 mm.

Wariant standardowy lub regał na kołach

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm** i sprawdzi się jako stałe wyposażenie brudownika, łazienki oddziałowej lub pomieszczenia sanitarnego. Opcjonalnie można zamówić **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczony jako K8.6. Wersja na kołach będzie dobrym wyborem tam, gdzie regał trzeba okresowo przesuwac, przestawiać lub łatwiej sprzątać przestrzeń pod wyposażeniem.

Uwaga: wysokość regału na kołach wynosi **1915 mm**. Warto uwzględnić tę wysokość przy planowaniu ustawienia produktu w pomieszczeniu, szczególnie jeśli regał ma stać pod półkami, przy ścianie albo w zapleczu z ograniczoną wysokością.

Proste czy skośne półki – który regał wybrać?

Ten model z prostymi półkami warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje poziomego ustawienia misek, basenów i pokrywek. Jeżeli ważniejsze jest mocniejsze ukierunkowanie wyposażenia do ociekania, można porównać go z modelem [regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki skośne](#), który posiada półki prętowe mocowane skośnie.

Jeżeli pomieszczenie jest mniejsze, można sprawdzić model [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste](#). Warto porównać go również z modelem [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki skośne](#). Do zastosowań ściennych z haczykami dostępne są także [stojak sanitarny SL/74 na kaczki i baseny](#) oraz [stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny](#).

Do szerszego wyposażenia zaplecza sanitarnego można dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regaly magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#).

Dane techniczne

Rodzaj produktu	regał prętowy na kaczki, baseny, miski i pokrywki
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Liczba półek na miski i baseny	3 półki
Półka na pokrywki	1 półka

Rodzaj półek	półki prętowe mocowane prosto
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Szerokość	800 mm
Głębokość	400 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowo płatna	regał na kołach o średnicy 100 mm, K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Regał wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozid AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozid chusteczki	Mikrozid sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOSEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrodex Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

Gdzie sprawdzi się regał na kaczki i baseny 800 mm z półkami prostymi?

Regał polecany jest do miejsc, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu. Sprawdzi się w brudownikach szpitalnych, domach opieki, DPS, ZOL, hospicjach, oddziałach opiekuńczych oraz pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To mocny wybór dla placówek, które chcą uporządkować większą ilość wyposażenia sanitarnego i szukają szerokiego regału ze stali kwasoodpornej z półkami prętowymi mocowanymi prosto.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się ten regał na kaczki i baseny?

Model ma szerokość 800 mm, 3 półki na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki. Półki są prętowe i mocowane prosto, co pozwala stabilnie oraz poziomo odkładać wyposażenie sanitarne.

Czym różni się model z półkami prostymi od modelu z półkami skośnymi?

Model z półkami prostymi pozwala poziomo ustawić miski, baseny i pokrywki. Model ze skośnymi półkami mocniej ukierunkowuje odkładane wyposażenie do ociekania.

Czym różni się model 800 mm od modelu 600 mm?

Model 800 mm zapewnia więcej miejsca na baseny, miski, kaczki i pokrywki niż model 600 mm. Będzie lepszy do większych brudowników i placówek, w których wyposażenie sanitarne jest używane częściej.

Czy regał nadaje się do szpitala, DPS lub ZOL?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

Z jakiego materiału wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 800 x 400 x 1800 mm, czyli 800 mm szerokości, 400 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy regał może być wykonany na kołach?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny jest regał na kołach o średnicy 100 mm. Wersja na kołach ma wysokość 1915 mm.

Źródła i aktualność: parametry i procedury zgodne z Instrukcją obsługi producenta ([PDF](#)). Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 (rodzina PN-EN 10088). Aktualizacja: 22.09.2025.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące